

Endo Clinch™ II

Instrumento laparoscópico manual de 5 mm



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
174317	Endo Clinch™ II 5 mm, Instrumento de un solo uso con trinquete, longitud 31 cm	6

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Acero inoxidable 301, 302, 303, P.H. 17-4, acero inoxidable 304 sinterizado, policarbonato 10% relleno de vidrio, policarbonato 20% vidrio, PVC GRADO 6K10, ESTILO VW-1, aluminio 2011-T3 o 6061-T6, durómetro 70 de caucho/silicona, poliuretano

INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Dimensiones de la caja de envío (mm)
Caja interna	610 × 191 × 70 (largo × ancho × alto)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Radiación
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Ila de acuerdo con la Directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE, anexo II no incluido (4)

IMPORTANTE: Consulte el prospecto para conocer las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones completas.

© Medtronic 2018. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de la empresa de Medtronic. 18-weu-endo-clinch-tech-sheet-es-2341867

Medtronic
Further, Together