



Endo Shears™

5 mm Instrumento de un solo uso, con Cauterío Monopolar

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
174601	Endo Shears™ Largo de 5 mm, Instrumento de un solo uso, con Cauterío Monopolar	1
176643	Endo Shears™ de 5 mm, Instrumento de un solo uso, con Cauterío Monopolar	6

MATERIALES DE FABRICACIÓN

301, 302, 303, 304 y 416 Acero inoxidable, policarbonato 10% Relleno de Vidrio, Policarbonato 20% vidrio, Grado PVC 6K10, Estilo Vw-1, Aluminio 6061-T6, Union Carbide

INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Tamaño de caja interna (mm)	Tamaño de caja de envío (mm)
174601	162 × 27 × 692 (largo × ancho × alto)	702 × 181 × 171 (largo × ancho × alto)
176643	610 × 191 × 70 (largo × ancho × alto)	N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Radiación
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase IIb de acuerdo con la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE, Anexo II no incluido (4)

IMPORTANTE: consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© Medtronic 2021. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic.

EMEA-AI-2000024 - 20-weu-endo-shears-5-mm-tech-sheet-es-4750109