



A través de la tecnología, floraciones de la felicidad

Falda


Restricción Bar

Contenido

► Estructura

De tipo S


Cell fijo con construcción trenzada



Falda

D-Tipo


Cell no fijado con la construcción de tejido



Comvi de tipo

capas Triple: malla de Nitinol -

Membrana - malla
de Nitinol



Falda


Restricción Bar

Nitinol de malla
de malla de
membrana Nitinol

► Diseño

De tipo cabeza


forma de mancuerna
(Cuerpo de tipo S con ambas cabezas)



Restricción Bar


De tipo válvula

Stent con la falda PTFE anti-reflujo



De tipo doble

Stent con malla exterior adicional



Contenido

stent biliar

04 Taewoong Niti-S™ biliar no cubierta Stent [S-Type]

06 Taewoong Niti-S™ biliar no cubierta Stent [D-Type]

08 Taewoong Niti-S™ biliar no cubierta Stent [Y / T de tipo]

10 Stent Taewoong Niti-S™ biliar cubierto [S-Type]

13 Stent Taewoong Niti-S™ biliar cubierto [Comvi de tipo]

stent esofágico

dieciséis Stent Taewoong Niti-S™ esófago cubierto [-Head Tipo]

20 Stent Taewoong Niti-S™ esófago cubierto [llamada de tipo]

22 Stent Taewoong Niti-S™ esófago cubierto [de tipo Doble]

24 Stent Taewoong Niti-S™ esófago cubierto [válvula de tipo]

26 Taewoong Niti-S™ esófago cubierto Stent [Cervical]

27 Taewoong Niti-S™ esófago cubierto Stent [Conio]

Enteral colónica stent

28 Taewoong Niti-S™ Enteral colónica no cubierta Stent [D-Type]

30 Stent Taewoong Niti-S™ Enteral colónica cubierto [-Head Tipo]

34 Stent Taewoong Niti-S™ Enteral colónica cubierto [Comvi de tipo]

Pilórica / duodenal stent

36 Taewoong Niti-S™ pilórica / duodenal no cubierta Stent [D-Type]

38 Stent Taewoong Niti-S™ pilórica / duodenal cubierto [-Head Tipo]

42 Stent Taewoong Niti-S™ pilórica / duodenal cubierto [Comvi de tipo]



prótesis traqueobronquial

44 Stent Taewoong Niti-S™ traqueal cubierto [Comvi de tipo]

46 Stent Taewoong Niti-S™ bronquial cubierto [Comvi de tipo]



Taewoong Niti-S™ Biliary Uncovered Stent

S- tipo



Características

- **Estructura : “Tipo S”**
 - Flexible y resistente a la fractura
- **extremos no traumáticos**
 - Menos hiperplasia en los bordes
- **El marcador radiopaco:** 3 (tres) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media



Información sobre pedidos

abordaje endoscópico					abordaje percutáneo				
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
B0604	6	4	7	180	T0604	6	4	7	50
B0605		5			T0605		5		
B0606		6			T0606		6		
B0607		7			T0607		7		
B0608		8			T0608		8		
B0609		9			T0609		9		
B0610	8	10			T0610	8	10		
B0612		12			T0612		12		
B0804		4			T0804	8	4		
B0805		5			T0805		5		
B0806		6			T0806		6		
B0807		7			T0807		7		
B0808	10	8			T0808		8		
B0809		9			T0809	10	9		
B0810		10			T0810		10		
B0812		12			T0812		12		
B1004	10	4			T1004	10	4		
B1005		5			T1005		5		
B1006		6			T1006		6		
B1007		7			T1007		7		
B1008		8			T1008		8		
B1009		9			T1009		9		
B1010	10	10			T1010		10		
B1012		12			T1012		12		


Los estudios relativos

- “La paliación de la maligna biliar y la obstrucción duodenal con colocación de stent metálico combinado”
 - Devrim Akinci: Cardiovascular Intervent Radiol (2007) 30: 1173-1177

Taewoong Niti-S™ Biliary Uncovered Stent


RE- tipo

(* Ya está disponible en EE.UU.)



Características

- Estructura : “Tipo D”
 - Escorzo baja para un posicionamiento preciso
 - combinación ideal de radial y la fuerza axial para mantener la permeabilidad luminal completa en anatomías tortuosas




baja capacidad de conformación



alta capacidad de conformación

- El marcador radiopaco: 3 (tres) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media



Información sobre pedidos

abordaje endoscópico					abordaje percutáneo				
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
BD0604	6	4	8	180	TD0604	6	4	8	50
BD0605		5			TD0605		5		
BD0606		6			TD0606		6		
BD0607		7			TD0607		7		
BD0608		8			TD0608		8		
BD0609		9			TD0609		9		
BD0610		10			TD0610		10		
BD0612		12			TD0612		12		
BD0804	8	4			TD0804	8	4		
BD0805		5			TD0805		5		
BD0806		6			TD0806		6		
BD0807		7			TD0807		7		
BD0808		8			TD0808		8		
BD0809		9			TD0809		9		
BD0810		10			TD0810		10		
BD0812		12			TD0812		12		
BD1004	10	4			TD1004	10	4		
BD1005		5			TD1005		5		
BD1006		6			TD1006		6		
BD1007		7			TD1007		7		
BD1008		8			TD1008		8		
BD1009		9			TD1009		9		
BD1010		10			TD1010		10		
BD1012		12			TD1012		12		

Codificación
segundo re —: re -tipo

Codificación
T re —: re -tipo


Los estudios relativos

- “Una comparación de la vía biliar Niti-D descubierto stent y el Wallstent descubierto en la obstrucción biliar maligna”

- Ki joven Yang: Gastrointestinal Endoscopy Volumen 70, No. 1: 2009



Taewoong Niti-S™ Biliary Uncovered Stent

Y / T- tipo



Características

- **Estructura** : configuración de “tipo D” con gran intersticio central de
 - Gran intersticio central para mejorar atravesar con el segundo stent
 - solución eficaz para la implantación de un stent bilateral en casos de obstrucción maligna del hilio
- **El marcador radiopaco**: 4 (cuatro) en ambos extremos y especiales 2cm marcadores largos en la parte central intersticio



Información sobre pedidos

abordaje endoscópico					abordaje percutáneo				
Endoscópico					percutánea				
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
BY1004A	10	4	8	180	TT1004A	10	4	8	50
BY1005A		5			TT1005A		5		
BY1006A		6			TT1006A		6		
BY1007A		7			TT1007A		7		
BY1008A		8			TT1008A		8		
BY1009A		9			TT1009A		9		
BY1010A		10			TT1010A		10		
BY1012A		12			TT1012A		12		

Codificación
segundo Y —UNA : Y -tipo


Codificación
T T —UNA : T -tipo

Los estudios relativos

- Y-tipo: "Colocación de stent de metal bilateral endoscópica para colangiocarcinoma hiliar avanzada: un estudio piloto de un stent Y de nuevo diseño"
 - Jung Hyun Lee: *Gastrointestinal Endoscopy Volumen 66, N º 2: 2007*
- T-tipo: "T-configurado de doble colocación de stent en el conducto malignos biliares Hilar obstrucciones con un stent de nuevo diseño"
 - Chang Won Kim: *J Vasc Interv Radiol 2004; 15: 713-717*

Taewoong Niti-S™ Biliary Covered Stent

S- tipo




Características

Estructura : “Tipo S” configuración con Silicona membrana cubierto


- recubrimiento de silicona evita el riesgo de crecimiento interno del tumor
- superficie interior lisa para el flujo de bilis hidrodinámica y la resistencia óptima contra de lodos

cadena de la recuperación en el extremo proximal

- cadena de recuperación facilita la retirada segura y sin problemas



Extracción segura



- El marcador radiopaco: 3 (tres) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media



Información sobre pedidos

abordaje endoscópico					abordaje percutáneo				
Tipo totalmente cubierto					Tipo totalmente cubierto				
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
BS0604F	6	4	8.5	180	TS0604F	6	4	8.5	50
BS0605F		5			TS0605F		5		
BS0606F		6			TS0606F		6		
BS0607F		7			TS0607F		7		
BS0608F		8			TS0608F		8		
BS0609F		9			TS0609F		9		
BS0610F		10			TS0610F		10		
BS0612F		12			TS0612F		12		
BS0804F	8	4			TS0804F	8	4		
BS0805F		5			TS0805F		5		
BS0806F		6			TS0806F		6		
BS0807F		7			TS0807F		7		
BS0808F		8			TS0808F		8		
BS0809F		9			TS0809F		9		
BS0810F		10			TS0810F		10		
BS0812F		12			TS0812F		12		
BS1004F	10	4			TS1004F	10	4		
BS1005F		5			TS1005F		5		
BS1006F		6			TS1006F		6		
BS1007F		7			TS1007F		7		
BS1008F		8			TS1008F		8		
BS1009F		9			TS1009F		9		
BS1010F		10			TS1010F		10		
BS1012F		12			TS1012F		12		

Codificación

segundo S — F : S -silicona F -totalmente cubierto

Los estudios relativos

- “con poliuretano cubierto autoexpandible de nitinol stent por obstrucción biliar maligna: resultados preliminares”
- Young-Min Han: Cardiovascular Intervent Radiol (2002) 25: 381-387



Información sobre pedidos

abordaje endoscópico


abordaje percutáneo

► Ambos extremos 5 mm desnudo					► Ambos extremos 5 mm desnudo				
desnuda 5mm	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
BS0604B	6	4	8	180	TS0604B	6	4	8	50
BS0605B		5			TS0605B		5		
BS0606B		6			TS0606B		6		
BS0607B		7			TS0607B		7		
BS0608B		8			TS0608B		8		
BS0609B		9			TS0609B		9		
BS0610B		10			TS0610B		10		
BS0612B		12			TS0612B		12		
BS0804B	8	4			TS0804B	8	4		
BS0805B		5			TS0805B		5		
BS0806B		6			TS0806B		6		
BS0807B		7			TS0807B		7		
BS0808B		8			TS0808B		8		
BS0809B		9			TS0809B		9		
BS0810B		10			TS0810B		10		
BS0812B		12			TS0812B		12		
BS1004B	10	4			TS1004B	10	4		
BS1005B		5			TS1005B		5		
BS1006B		6			TS1006B		6		
BS1007B		7			TS1007B		7		
BS1008B		8			TS1008B		8		
BS1009B		9			TS1009B		9		
BS1010B		10			TS1010B		10		
BS1012B		12			TS1012B		12		

Codificación
segundo S — segundo : S -silicona segundo -tanto termina Código


Taewoong Niti-S™
Biliary Covered Stent

comvi- tipo



Características

- Estructura : “Comvi de tipo”
 - combinación ideal de radial y la fuerza axial para mantener la permeabilidad luminal completa en anatomías tortuosas
 - membrana de PTFE evita riesgos de invasión tisular
 - malla de alambre exterior evita el riesgo de migración
 - escorzo mínimo para la ubicación precisa del stent



- El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos parte cubierta



Información sobre pedidos

abordaje endoscópico

abordaje percutáneo

► Totalmente cubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
BC0604F	6	4	8	180
BC0605F		5		
BC0606F		6		
BC0607F		7		
BC0608F		8		
BC0609F		9		
BC0610F		10		
BC0612F		12		
BC0804F	8	4		
BC0805F		5		
BC0806F		6		
BC0807F		7		
BC0808F		8		
BC0809F		9		
BC0810F		10		
BC0812F		12		
BC1004F	10	4		
BC1005F		5		
BC1006F		6		
BC1007F		7		
BC1008F		8		
BC1009F		9		
BC1010F		10		
BC1012F		12		

► Totalmente cubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
TC0604F	6	4	8	50
TC0605F		5		
TC0606F		6		
TC0607F		7		
TC0608F		8		
TC0609F		9		
TC0610F		10		
TC0612F		12		
TC0804F	8	4		
TC0805F		5		
TC0806F		6		
TC0807F		7		
TC0808F		8		
TC0809F		9		
TC0810F		10		
TC0812F		12		
TC1004F	10	4		
TC1005F		5		
TC1006F		6		
TC1007F		7		
TC1008F		8		
TC1009F		9		
TC1010F		10		
TC1012F		12		

Codificación

segundo do — F : do -comvi F -totalmente cubierto

Los estudios relativos

- “Medición de radiales y axiales fuerzas de stents metálicos autoexpandibles biliares”
- Hiroyuki Isayama: *Gastrointestinal Endoscopy Volumen 70, No. 1: 2009*
- “Gestión de la obstrucción biliar maligna distal con el stent ComVi, una nueva cubierta stent metálico”
- Hiroyuki Isayama: *Surg Endosc Springer Science + Business Media, LLC 2009*

Información sobre pedidos

abordaje endoscópico

abordaje percutáneo

► Ambos extremos 5 mm desnudo

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
BC0604B	6	4	8	180
BC0605B		5		
BC0606B		6		
BC0607B		7		
BC0608B		8		
BC0609B		9		
BC0610B		10		
BC0612B		12		
BC0804B	8	4		
BC0805B		5		
BC0806B		6		
BC0807B		7		
BC0808B		8		
BC0809B		9		
BC0810B		10		
BC0812B		12		
BC1004B	10	4		
BC1005B		5		
BC1006B		6		
BC1007B		7		
BC1008B		8		
BC1009B		9		
BC1010B		10		
BC1012B		12		


Codificación

segundo do — segundo : do -comvi segundo -tanto termina 5mm desnudo



Taewoong Niti-S™ Esophageal Covered Stent

Cabeza- tipo



Características

- **Estructura : “Tipo Head” con membrana de silicona cubierto**
 - Ambos extremos escucharon parte evita el riesgo de migración
- **cadena de la recuperación en el extremo proximal**
 - cadena de recuperación facilita la retirada segura y sin problemas
- **borde redondeado en ambos extremos de cabeza ayuda a reducir la reacción hiperplasia del tejido**
- **El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media**



Varios exclusiva y Sistema de Entrega

sistema de suministro de liberación proximal

- **“Exact stent de posición !!!”**
 - parte proximal se libera antes de su parte distal, de modo que hay menos movimiento en la posición del extremo proximal del stent durante la expansión del stent que con sistema de suministro convencional. Se permite el posicionamiento preciso del stent con endoscopia y sin fluoroscopia.



TTS (a través del endoscopio) Sistema de Entrega

- **“Colocación de stent fácil y simple a través del alcance”**
 - Totalmente cubierto con silicona prótesis esofágica, cargado en un sistema de entrega 10.5Fr. Este diseño único permite un despliegue fácil y sencilla a través del endoscopio. Además, la membrana de silicona permite la eliminación segura reduciendo el riesgo de crecimiento de tejido.



Información sobre pedidos

lanzamiento distal

► Totalmente cubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
ES1606F	dieciséis	6	dieciséis	70
ES1608F		8		
ES1610F		10		
ES1612F		12		
ES1614F		14		
ES1615F		15		
ES1806F	18	6	dieciséis	
ES1808F		8		
ES1810F		10		
ES1812F		12		
ES1814F		14		
ES1815F		15		
ES2006F	20	6	20	
ES2008F		8		
ES2010F		10		
ES2012F		12		
ES2014F		14		
ES2015F		15		
ES2206F	22	6	20	
ES2208F		8		
ES2210F		10		
ES2212F		12		
ES2214F		14		
ES2215F		15		
ES2406F	24	6	22	
ES2408F		8		
ES2410F		10		
ES2412F		12		
ES2414F		14		
ES2415F		15		
ES2806F	28	6	22	
ES2808F		8		
ES2810F		10		
ES2812F		12		
ES2814F		14		
ES2815F		15		

Codificación
mi S — F : S -silicona F -totalmente cubierto


► Ambos extremos parte cabeza descubierta

Código	stent		Entrega		
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)	
ES1606B	dieciséis	6	dieciséis		
ES1608B		8			
ES1610B		10			
ES1612B		12			
ES1614B		14			
ES1615B		15			
ES1806B	18	6	dieciséis		
ES1808B		8			
ES1810B		10			
ES1812B		12			
ES1814B		14			
ES1815B		15			
ES2006B	20	6	20		
ES2008B		8			
ES2010B		10			
ES2012B		12			
ES2014B		14			
ES2015B		15			
ES2206B	22	6	20		
ES2208B		8			
ES2210B		10			
ES2212B		12			
ES2214B		14			
ES2215B		15			
ES2406B	24	6	22		
ES2408B		8			
ES2410B		10			
ES2412B		12			
ES2414B		14			
ES2415B		15			
ES2806B	28	6	22		
ES2808B		8			
ES2810B		10			
ES2812B		12			
ES2814B		14			
ES2815B		15			

Codificación
mi S — segundo : S -silicona segundo -tanto termina parte cabeza descubierta

Los estudios relativos

- “stents esofágicos para la paliación de la disfagia maligna y fístula recurrencia después de la esofagectomía”
 - *Nicoline CM Van Heel: Gastrointestinal Endoscopy Volumen 72, N ° 2: 2010*



Información sobre pedidos

proximal de lanzamiento



► Totalmente cubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
ESP1606F	dieciséis	6	dieciséis	70
ESP1608F		8		
ESP1610F		10		
ESP1612F		12		
ESP1614F		14		
ESP1615F		15		
ESP1806F	18	6	dieciséis	70
ESP1808F		8		
ESP1810F		10		
ESP1812F		12		
ESP1814F		14		
ESP1815F		15		
ESP2006F	20	6	20	70
ESP2008F		8		
ESP2010F		10		
ESP2012F		12		
ESP2014F		14		
ESP2015F		15		
ESP2206F	22	6	20	70
ESP2208F		8		
ESP2210F		10		
ESP2212F		12		
ESP2214F		14		
ESP2215F		15		
ESP2406F	24	6	22	70
ESP2408F		8		
ESP2410F		10		
ESP2412F		12		
ESP2414F		14		
ESP2415F		15		
ESP2806F	28	6	22	70
ESP2808F		8		
ESP2810F		10		
ESP2812F		12		
ESP2814F		14		
ESP2815F		15		

Codificación

mi S PAG — F : S -silicona PAG liberación -proximal F -totalmente cubierto

► Ambos extremos parte cabeza descubierta

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
ESP1606B	dieciséis	6	dieciséis	70
ESP1608B		8		
ESP1610B		10		
ESP1612B		12		
ESP1614B		14		
ESP1615B		15		
ESP1806B	18	6	dieciséis	70
ESP1808B		8		
ESP1810B		10		
ESP1812B		12		
ESP1814B		14		
ESP1815B		15		
ESP2006B	20	6	20	70
ESP2008B		8		
ESP2010B		10		
ESP2012B		12		
ESP2014B		14		
ESP2015B		15		
ESP2206B	22	6	20	70
ESP2208B		8		
ESP2210B		10		
ESP2212B		12		
ESP2214B		14		
ESP2215B		15		
ESP2406B	24	6	22	70
ESP2408B		8		
ESP2410B		10		
ESP2412B		12		
ESP2414B		14		
ESP2415B		15		
ESP2806B	28	6	22	70
ESP2808B		8		
ESP2810B		10		
ESP2812B		12		
ESP2814B		14		
ESP2815B		15		

Codificación

mi S PAG — segundo : S -silicona PAG liberación -proximal segundo -tanto termina parte cabeza descubierta

Información sobre pedidos

TTS (a través del ámbito de aplicación)



► Totalmente cubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
EST1806F	18	6	10.5	160
EST1808F		8		
EST1810F		10		
EST1812F		12		
EST1814F		14		
EST1815F		15		
EST1806F-18	18	6	10.5	180
EST1808F-18		8		
EST1810F-18		10		
EST1812F-18		12		
EST1814F-18		14		
EST1815F-18		15		
EST1806F-22	18	6	10.5	220
EST1808F-22		8		
EST1810F-22		10		
EST1812F-22		12		
EST1814F-22		14		
EST1815F-22		15		

Codificación

mi S T — F : S -silicona T -TTS F -totalmente cubierto

► Ambos extremos parte cabeza descubierta


Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
EST1806B	18	6	10.5	160
EST1808B		8		
EST1810B		10		
EST1812B		12		
EST1814B		14		
EST1815B		15		
EST1806B-18	18	6	10.5	180
EST1808B-18		8		
EST1810B-18		10		
EST1812B-18		12		
EST1814B-18		14		
EST1815B-18		15		
EST1806B-22	18	6	10.5	220
EST1808B-22		8		
EST1810B-22		10		
EST1812B-22		12		
EST1814B-22		14		
EST1815B-22		15		

Codificación

mi S T — segundo : S -silicona T -TTS segundo -tanto termina parte cabeza descubierta


Taewoong Niti-S™ Esophageal Covered Stent

Llamarada- tipo



Características

- Estructura : “Tipo S” tanto con llamarada extremos diseño cubierto con silicona
 - stent de gran diámetro se expande rápidamente para comprimir las varices en la pared del esófago
 - Tanto llamarada termina diseño evita el riesgo de migración
- El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media



Información sobre pedidos


lanzamiento distal				
Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
ES2006FW	20	6	20	70
ES2008FW		8		
ES2010FW		10		
ES2012FW		12		
ES2014FW		14		
ES2015FW		15		
ES2206FW	22	6	20	
ES2208FW		8		
ES2210FW		10		
ES2212FW		12		
ES2214FW		14		
ES2215FW		15		
ES2406FW	24	6	22	
ES2408FW		8		
ES2410FW		10		
ES2412FW		12		
ES2414FW		14		
ES2415FW		15		
ES2806FW	28	6	22	
ES2808FW		8		
ES2810FW		10		
ES2812FW		12		
ES2814FW		14		
ES2815FW		15		

Codificación
ni S — F W : S -silicona F -totalmente cubierto W -llamarada

Taewoong Niti-S™ Esophageal Covered Stent

Doble- tipo

(* Diseño exclusivo)



Características

- Estructura : “De tipo doble” con membrana de silicona cubierto
 - recubrimiento de silicona evita el riesgo de crecimiento interno del tumor
 - malla descubierto adicional ayuda a resistir la migración
- El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media

Información sobre pedidos

lanzamiento distal					proximal de lanzamiento				
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
ES1606FD	dieciséis	6	18	70	ESP1606FD	dieciséis	6	18	70
ES1608FD		8			ESP1608FD		8		
ES1610FD		10			ESP1610FD		10		
ES1612FD		12			ESP1612FD		12		
ES1614FD		14			ESP1614FD		14		
ES1615FD		15			ESP1615FD		15		
ES1806FD	18	6	18		ESP1806FD	18	6	18	
ES1808FD		8			ESP1808FD		8		
ES1810FD		10			ESP1810FD		10		
ES1812FD		12			ESP1812FD		12		
ES1814FD		14			ESP1814FD		14		
ES1815FD		15			ESP1815FD		15		
ES2006FD	20	6	20		ESP2006FD	20	6	20	
ES2008FD		8			ESP2008FD		8		
ES2010FD		10			ESP2010FD		10		
ES2012FD		12			ESP2012FD		12		
ES2014FD		14			ESP2014FD		14		
ES2015FD		15			ESP2015FD		15		
ES2206FD	22	6	20		ESP2206FD	22	6	20	
ES2208FD		8			ESP2208FD		8		
ES2210FD		10			ESP2210FD		10		
ES2212FD		12			ESP2212FD		12		
ES2214FD		14			ESP2214FD		14		
ES2215FD		15			ESP2215FD		15		
ES2406FD	24	6	22		ESP2406FD	24	6	22	
ES2408FD		8			ESP2408FD		8		
ES2410FD		10			ESP2410FD		10		
ES2412FD		12			ESP2412FD		12		
ES2414FD		14		ESP2414FD	14				
ES2415FD		15		ESP2415FD	15				
ES2806FD	28	6	22	ESP2806FD	28	6	22		
ES2808FD		8		ESP2808FD		8			
ES2810FD		10		ESP2810FD		10			
ES2812FD		12		ESP2812FD		12			
ES2814FD		14		ESP2814FD		14			
ES2815FD		15		ESP2815FD		15			

Codificación

mi **S** — **F** re : **S** -silicona **F** -totalmente cubierto

re -doble capa

Codificación

mi **S** **PAG** — **F** re : **S** -silicona **PAG** liberación -proximal **F** -completamente cubierto

re -doble capa

Los estudios relativos

- “El nuevo diseño stents de esófago para el tratamiento paliativo de la disfagia De esofágico o gástrico cáncer del cardias: Un ensayo aleatorizado”


- *Els ML Verschuur: Am J Gastroenterol 2008; 103: 304-312*
- “Un nuevo diseño de stent esofágico (Niti-S stent) para la prevención de la migración: un estudio prospectivo en 42 pacientes”

- *Peter D. Siersema: Gastrointestinal Endoscopy Volumen 63, No. 1: 2006*

Taewoong Niti-S™ Esophageal Covered Stent


Válvula- tipo

Antirreflujo doble (* Diseño exclusivo)



Características

- **Estructura : “Válvula de tipo”**
 - Anti-reflujo bloques falda PTFE reflujo gástrico con la colocación de un stent en EG unión
 - malla descubierto adicional ayuda a resistir la migración



- **El marcador radiopaco:** 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media




Información sobre pedidos

lanzamiento distal				
Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
EA1606FD	dieciséis	6	18	70
EA1608FD		8		
EA1610FD		10		
EA1612FD		12		
EA1614FD		14		
EA1615FD		15		
EA1806FD	18	6	18	
EA1808FD		8		
EA1810FD		10		
EA1812FD		12		
EA1814FD		14		
EA1815FD		15		
EA2006FD	20	6	20	
EA2008FD		8		
EA2010FD		10		
EA2012FD		12		
EA2014FD		14		
EA2015FD		15		
EA2206FD	22	6	20	
EA2208FD		8		
EA2210FD		10		
EA2212FD		12		
EA2214FD		14		
EA2215FD		15		
EA2406FD	24	6	22	
EA2408FD		8		
EA2410FD		10		
EA2412FD		12		
EA2414FD		14		
EA2415FD		15		
EA2806FD	28	6	22	
EA2808FD		8		
EA2810FD		10		
EA2812FD		12		
EA2814FD		14		
EA2815FD		15		

Codificación
mi UNA — F re : UNA -antireflux F -totalmente cubierto re -doble capa

Taewoong Niti-S™ Esophageal Covered Stent

cervical



Características

- Especialmente la cabeza proximal corto evita daños en las cuerdas vocales en los casos de colocación de stent cerca del esfínter esofágico superior
- El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media

Información sobre pedidos


lanzamiento distal					proximal de lanzamiento				
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
ES1606FV	dieciséis	6	dieciséis	70	ESP1606FV	dieciséis	6	18	70
ES1608FV		8			ESP1608FV		8		
ES1610FV		10			ESP1610FV		10		
ES1612FV		12			ESP1612FV		12		
ES1614FV		14			ESP1614FV		14		
ES1615FV	18	15	dieciséis	70	ESP1615FV	18	15	18	70
ES1806FV		6			ESP1806FV		6		
ES1808FV		8			ESP1808FV		8		
ES1810FV		10			ESP1810FV		10		
ES1812FV		12			ESP1812FV		12		
ES1814FV		14			ESP1814FV		14		
ES1815FV		15			ESP1815FV		15		

Codificación
mi S — F V : S -silicona F -totalmente cubierto
V tipo -cervical

Codificación
mi S PAG — F V : S -silicona PAG liberación -proximal F -completamente cubierto V tipo -cervical

Taewoong Niti-S™ Esophageal Covered Stent

Conio



Características

- Dr. Massimo Conio inventó este stent y ha tratado a pacientes con estenosis de la hipofaringe refractarios después de la terapia combinada para el cáncer de laringe
- El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media

Información sobre pedidos

lanzamiento distal				
Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
ES1006FN	10	6	12	70
ES1008FN		8		
ES1010FN		10		
ES1012FN		12		
ES1014FN		14		
ES1015FN		15		
ES1206FN	12	6	14	
ES1208FN		8		
ES1210FN		10		
ES1212FN		12		
ES1214FN		14		
ES1215FN		15		

lanzamiento distal				
Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
ES1406FN	14	6	14	70
ES1408FN		8		
ES1410FN		10		
ES1412FN		12		
ES1414FN		14		
ES1415FN		15		
Codificación				
mi S — F norte : S -silicona F -totalmente cubierto norte tipo -conio				


Los estudios relativos

- “Un autoexpandible Niti-S stent modificado para la gestión de las estenosis benignas hipofaringe”
- Massimo Conio: GASTROINTESTINAL volumen ENDOSCOPIA 65, N ° 4: 2007

Taewoong Niti-S™


Enteral Colonic Uncovered Stent

RE- tipo



Características

- Estructura : "Tipo D"
 - Excelente capacidad de conformación facilita la oposición pared de inmediato y continuo
 - escorzo tasa mínima para una colocación precisa del stent
 - puente preoperatoria de la cirugía para el cáncer colorrectal obstructiva
 - El tratamiento paliativo para la obstrucción colorrectal maligno
- El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media





Información sobre pedidos

TTS (a través del ámbito de aplicación)					OTW (Over The Wire)						
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega			
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		
CDT1806	18	6	10	220	CD1806	18	6	dieciséis	70		
CDT1808		8			CD1808		8				
CDT1810		10			CD1810		10				
CDT1812		12			CD1812		12				
CDT1814		14			CD1814		14				
CDT1815		15			CD1815		15				
CDT2006	20	6			CD2006	20	6	dieciséis			
CDT2008		8			CD2008		8				
CDT2010		10			CD2010		10				
CDT2012		12			CD2012		12				
CDT2014		14			CD2014		14				
CDT2015		15			CD2015		15				
CDT2206	22	6			CD2206	22	6	dieciséis			
CDT2208		8			CD2208		8				
CDT2210		10			CD2210		10				
CDT2212		12			CD2212		12				
CDT2214		14			CD2214		14				
CDT2215		15			CD2215		15				
CDT2406	24	6			CD2406	24	6	dieciséis			
CDT2408		8			CD2408		8				
CDT2410		10			CD2410		10				
CDT2412		12			CD2412		12				
CDT2414		14			CD2414		14				
CDT2415		15			CD2415		15				
Codificación					CD2606	26	6	18			
do re T —: re estructura de tipo T -TTS					CD2608		8				
					CD2610		10				
					CD2612		12				
					CD2614		14				
					CD2615		15				
					CD2806	28	6	18			
					CD2808		8				
					CD2810		10				
					CD2812		12				
					CD2814		14				
					CD2815		15				
					CD3006	30	6	18			
					CD3008		8				
					CD3010		10				
					CD3012		12				
					CD3014		14				
					CD3015		15				



Taewoong Niti-S™ Enteral Colonic Covered Stent

Cabeza- tipo



Características

- **Estructura : “Tipo Head” con membrana de silicona cubierto**
 - recubrimiento de silicona evita el riesgo de crecimiento interno del tumor
 - sutura de eliminación en el extremo proximal permite la retirada fácil y segura
- **El marcador radiopaco:** 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media

Información sobre pedidos

TTS (a través del ámbito de aplicación)					OTW (Over The Wire)				
► Totalmente cubierto					► Totalmente cubierto				
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
CST1806F	18	6	10.5	220	CS1806F	18	6	dieciséis	
CST1808F		8			CS1808F		8		
CST1810F		10			CS1810F		10		
CST1812F		12			CS1812F		12		
CST1814F		14			CS1814F		14		
CST1815F		15			CS1815F		15		
CST2006F	20	6	10.5	220	CS2006F	20	6	20	
CST2008F		8			CS2008F		8		
CST2010F		10			CS2010F		10		
CST2012F		12			CS2012F		12		
CST2014F		14			CS2014F		14		
CST2015F		15			CS2015F		15		
Codificación do S T — F : S -silicona T -TTS F -totalmente cubierto					CS2206F	22	6	20	70
					CS2208F		8		
					CS2210F		10		
					CS2212F		12		
					CS2214F		14		
					CS2215F		15		
					CS2218F		18		
					CS2223F		23		
					CS2406F	24	6	22	
					CS2408F		8		
					CS2410F		10		
					CS2412F		12		
					CS2414F		14		
					CS2415F		15		
					CS2418F		18		
					CS2423F		23		
					CS2606F	26	6	22	
					CS2608F		8		
					CS2610F		10		
					CS2612F		12		
					CS2614F		14		
					CS2615F		15		
					CS2806F	28	6	22	
					CS2808F		8		
					CS2810F		10		
					CS2812F		12		
					CS2814F		14		
					CS2815F		15		

Los estudios relativos

- “A partir de la perforación iatrogénica digestivo para completar la desunión de la anastomosis: colocación de stents endoscópicos como un nuevo concepto de la regeneración y la endoprótesis guiada por reepitelización”
- Laila Amrani: *Gastrointestinal Endoscopy Volumen 69, No. 7: 2009*

Información sobre pedidos

TTS (a través del ámbito de aplicación)

OTW (Over The Wire)



► Ambos extremos parte cabeza descubierta

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
CST1806B	18	6	10.5	220
CST1808B		8		
CST1810B		10		
CST1812B		12		
CST1814B		14		
CST1815B		15		
CST2006B	20	6	10.5	220
CST2008B		8		
CST2010B		10		
CST2012B		12		
CST2014B		14		
CST2015B		15		

Codificación

do **S** **T** — **segundo** : **S** -silicona **T** -TTS **segundo** -tanto termina parte cabeza descubierta

► Ambos extremos parte cabeza descubierta

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
CS1806B	18	6	dieciséis	70
CS1808B		8		
CS1810B		10		
CS1812B		12		
CS1814B		14		
CS1815B		15		
CS1816B		dieciséis		
CS2006B	20	6	20	70
CS2008B		8		
CS2010B		10		
CS2012B		12		
CS2014B		14		
CS2015B		15		
CS2016B		dieciséis		
CS2206B	22	6	20	70
CS2208B		8		
CS2210B		10		
CS2212B		12		
CS2214B		14		
CS2215B		15		
CS2216B		dieciséis		
CS2406B	24	6	22	70
CS2408B		8		
CS2410B		10		
CS2412B		12		
CS2414B		14		
CS2415B		15		
CS2416B		dieciséis		
CS2606B	26	6	22	70
CS2608B		8		
CS2610B		10		
CS2612B		12		
CS2614B		14		
CS2615B		15		
CS2616B		dieciséis		
CS2806B	28	6	22	70
CS2808B		8		
CS2810B		10		
CS2812B		12		
CS2814B		14		
CS2815B		15		
CS2816B		dieciséis		

Información sobre pedidos

TTS (a través del ámbito de aplicación)

OTW (Over The Wire)



► cabeza de extremo distal parte desnuda

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
CST1806H	18	6	10.5	220
CST1808H		8		
CST1810H		10		
CST1812H		12		
CST1814H		14		
CST1815H		15		
CST2006H	20	6	10.5	220
CST2008H		8		
CST2010H		10		
CST2012H		12		
CST2014H		14		
CST2015H		15		


Codificación

do **S** **T** — **H**: **S** -silicona **T** -TTS **H** cabeza de extremo -distal parte desnuda

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
CS1806H	18	6	dieciséis	70
CS1808H		8		
CS1810H		10		
CS1812H		12		
CS1814H		14		
CS1815H		15		
CS1816H		dieciséis		
CS2006H	20	6	20	70
CS2008H		8		
CS2010H		10		
CS2012H		12		
CS2014H		14		
CS2015H		15		
CS2016H		dieciséis		
CS2206H	22	6	20	70
CS2208H		8		
CS2210H		10		
CS2212H		12		
CS2214H		14		
CS2215H		15		
CS2216H		dieciséis		
CS2406H	24	6	22	70
CS2408H		8		
CS2410H		10		
CS2412H		12		
CS2414H		14		
CS2415H		15		
CS2416H		dieciséis		
CS2606H	26	6	22	70
CS2608H		8		
CS2610H		10		
CS2612H		12		
CS2614H		14		
CS2615H		15		
CS2616H		dieciséis		
CS2806H	28	6	22	70
CS2808H		8		
CS2810H		10		
CS2812H		12		
CS2814H		14		
CS2815H		15		
CS2816H		dieciséis		


Taewoong Niti-S™ Enteral Covered Stent

comvi- tipo



Características

- Estructura : “Comvi de tipo”
 - tubo de membrana PTFE Biocompatible se lleva a cabo entre una stents de tipo D interior y exterior, estando todos ellos integrados en una única estructura de D-tipo basado
 - Combinación ideal de la fuerza radial y la fuerza axial para mantener la permeabilidad luminal completa en anatomías tortuosas
- El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos parte cubierta



Información sobre pedidos

TTS (a través del ámbito de aplicación)					OTW (Over The Wire)						
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega			
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		
CCT1806BA	18	6	10,5 220		CC1806BA	18	6	14	70		
CCT1808BA		8			CC1808BA		8				
CCT1810BA		10			CC1810BA		10				
CCT1812BA		12			CC1812BA		12				
CCT2006BA	20	6			CC2006BA	20	6	14			
CCT2008BA		8			CC2008BA		8				
CCT2010BA		10			CC2010BA		10				
CCT2012BA		12			CC2012BA		12				
CCT2206BA	22	6			CC2206BA	22	6	dieciséis			
CCT2208BA		8			CC2208BA		8				
CCT2210BA		10			CC2210BA		10				
CCT2212BA		12			CC2212BA		12				
Codificación					CC2406BA	24	6	dieciséis			
do do T — licenciado en Letras : do -comvi T -TTS licenciado en Letras -tanto termina@15408					CC2408BA		8				
desnudo					CC2410BA		10				
					CC2412BA		12				
					CC2606BA	26	6	18			
					CC2608BA		8				
					CC2610BA		10				
					CC2612BA		12				
					CC2806BA	28	6	18			
					CC2808BA		8				
					CC2810BA		10				
					CC2812BA		12				


Los estudios relativos

- “Comparación de eficacias entre stents para la obstrucción colorrectal maligno: un estudio aleatorizado, prospectivo”

- Parque semi: Gastrointestinal Endoscopy Volumen 72, N ° 2: 2010


Taewoong Niti-S™ Pyloric/Duodenal Uncovered Stent

RE- tipo



Características

- **Estructura : “Tipo D”**
 - Excelente capacidad de conformación facilita la oposición pared de inmediato y continuo
 - escorzo tasa mínima para una colocación precisa del stent
 - alternativa deseable a la cirugía de derivación convencional
 - El tratamiento paliativo para la obstrucción maligna pilórica-duodenal
- **El marcador radiopaco:** 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media



Información sobre pedidos

TTS (a través del ámbito de aplicación)					OTW (Over The Wire)						
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega			
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		
PDT1806	18	6	10	180	PD1806	18	6	12	135		
PDT1808		8			PD1808		8				
PDT1810		10			PD1810		10				
PDT1812		12			PD1812		12				
PDT1814		14			PD1814		14				
PDT1815		15			PD1815		15				
PDT2006	20	6			PD2006	20	6	12			
PDT2008		8			PD2008		8				
PDT2010		10			PD2010		10				
PDT2012		12			PD2012		12				
PDT2014		14			PD2014		14				
PDT2015		15			PD2015		15				
PDT2206	22	6			PD2206	22	6	dieciséis			
PDT2208		8			PD2208		8				
PDT2210		10			PD2210		10				
PDT2212		12			PD2212		12				
PDT2214		14			PD2214		14				
PDT2215		15			PD2215		15				
PDT2406	24	6			PD2406	24	6	dieciséis			
PDT2408		8			PD2408		8				
PDT2410		10			PD2410		10				
PDT2412		12			PD2412		12				
PDT2414		14			PD2414		14				
PDT2415		15			PD2415		15				
Codificación PAG re T ----: re tipo D T -TTS					PD2606	26	6	18			
					PD2608		8				
					PD2610		10				
					PD2612		12				
					PD2614		14				
					PD2615		15				
					PD2806	28	6	18			
					PD2808		8				
					PD2810		10				
					PD2812		12				
					PD2814		14				
					PD2815		15				

Los estudios relativos


- "La paliación en pacientes con obstrucción del vaciamiento gástrico con un stent enteral de nuevo diseño: un estudio multicéntrico"

- Iruru Maetani: *Gastrointestinal Endoscopy* Volumen 66, N ° 2: 2007




Taewoong Niti-S™ Pyloric/Duodenal Covered Stent

Cabeza- tipo



Características

- **Estructura : “Tipo Head” con membrana de silicona cubierto**
 - recubrimiento de silicona evita el riesgo de crecimiento interno del tumor
 - sutura de eliminación en el extremo proximal permite la retirada fácil y segura
- **El marcador radiopaco:** 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media



Información sobre pedidos

TTS (a través del ámbito de aplicación)

► Totalmente cubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
PST1806F	18	6	10,5	180
PST1808F		8		
PST1810F		10		
PST1812F		12		
PST1814F		14		
PST1815F		15		
PST2006F	20	6	10,5	180
PST2008F		8		
PST2010F		10		
PST2012F		12		
PST2014F		14		
PST2015F		15		

Codificación

PAG S T — F : S -silicona T -TTS F -totalmente cubierto

OTW (Over The Wire)

► Totalmente cubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
PS1806F	18	6	dieciséis	135
PS1808F		8		
PS1810F		10		
PS1812F		12		
PS1814F		14		
PS1815F		15		
PS1816F		dieciséis		
PS2006F		20		
PS2008F	8			
PS2010F	10			
PS2012F	12			
PS2014F	14			
PS2015F	15			
PS2016F	dieciséis			
PS2206F	22	6	20	
PS2208F		8		
PS2210F		10		
PS2212F		12		
PS2214F		14		
PS2215F		15		
PS2216F		dieciséis		
PS2406F	24	6	22	
PS2408F		8		
PS2410F		10		
PS2412F		12		
PS2414F		14		
PS2415F		15		
PS2416F		dieciséis		
PS2606F	26	6	22	
PS2608F		8		
PS2610F		10		
PS2612F		12		
PS2614F		14		
PS2615F		15		
PS2616F		dieciséis		
PS2806F	28	6	22	
PS2808F		8		
PS2810F		10		
PS2812F		12		
PS2814F		14		
PS2815F		15		
PS2816F		dieciséis		

Los estudios relativos

- "stents de nitinol expandibles cubiertos para obstrucciones gastroduodenales malignos"
- Eun H Seo: Gastroenterology, 1440-1746.2007

Información sobre pedidos



TTS (a través del ámbito de aplicación)					OTW (Over The Wire)				
► Ambos extremos parte cabeza descubierta					► Ambos extremos parte cabeza descubierta				
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
PST1806B	18	6	10,5 180		PS1806B	18	6	dieciséis	
PST1808B		8			PS1808B		8		
PST1810B		10			PS1810B		10		
PST1812B		12			PS1812B		12		
PST1814B		14			PS1814B		14		
PST1815B		15			PS1815B		15		
PST2006B	20	6	10,5 180		PS1816B	dieciséis	dieciséis		
PST2008B		8			PS2006B		6		
PST2010B		10			PS2008B		8		
PST2012B		12			PS2010B		10		
PST2014B		14			PS2012B		12		
PST2015B		15			PS2014B		14		
					PS2015B	15	dieciséis		
					PS2016B	dieciséis			
					PS2206B	6	20		
					PS2208B	8			
					PS2210B	10			
					PS2212B	12			
					PS2214B	14			
					PS2215B	15			
					PS2216B	dieciséis			
					PS2406B	6	22		135
					PS2408B	8			
					PS2410B	10			
					PS2412B	12			
					PS2414B	14			
					PS2415B	15			
					PS2416B	dieciséis			
					PS2606B	6	22		
					PS2608B	8			
					PS2610B	10			
					PS2612B	12			
					PS2614B	14			
					PS2615B	15			
					PS2616B	dieciséis			
					PS2806B	6	22		
					PS2808B	8			
					PS2810B	10			
					PS2812B	12			
					PS2814B	14			
					PS2815B	15			
					PS2816B	dieciséis			

Codificación

PAG **S** **T** — **segundo** : **S** -silicona **T** -TTS **segundo** -tanto termina parte cabeza descubierta


Información sobre pedidos



TTS (a través del ámbito de aplicación)					OTW (Over The Wire)				
► cabeza de extremo distal parte desnuda					► cabeza de extremo distal parte desnuda				
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
PST1806H	18	6	10,5 180		PS1806H	18	6	dieciséis	
PST1808H		8			PS1808H		8		
PST1810H		10			PS1810H		10		
PST1812H		12			PS1812H		12		
PST1814H		14			PS1814H		14		
PST1815H		15			PS1815H		dieciséis		
PST2006H	20	6			PS2006H	20	6	dieciséis	
PST2008H		8			PS2008H		8		
PST2010H		10			PS2010H		10		
PST2012H		12			PS2012H		12		
PST2014H		14			PS2014H		14		
PST2015H		15			PS2015H		dieciséis		
Codificación PAG S T --- H : S -silicona T -TTS H cabeza de extremo -distal parte desnuda					PS2016H	22	6	20	
					PS2206H		8		
					PS2208H		10		
					PS2210H		12		
					PS2212H		14		
					PS2214H		15		
					PS2215H	dieciséis			
					PS2216H	24	6	22	
					PS2406H		8		
					PS2408H		10		
					PS2410H		12		
					PS2412H		14		
					PS2414H		15		
					PS2415H	dieciséis			
					PS2416H	26	6	22	
					PS2606H		8		
					PS2608H		10		
					PS2610H		12		
					PS2612H		14		
					PS2614H		15		
					PS2615H	dieciséis			
					PS2616H	28	6	22	
					PS2806H		8		
					PS2808H		10		
					PS2810H		12		
					PS2812H		14		
					PS2814H		15		
					PS2815H	dieciséis			
					PS2816H				

Taewoong Niti-S™ Pyloric/Duodenal Covered Stent

comvi- tipo



Características

- **Estructura : “Comvi de tipo”**
 - tubo de membrana PTFE Biocompatible se lleva a cabo entre una stents de tipo D interior y exterior, estando todos ellos integrados en una única estructura de D-tipo basado
 - Combinación ideal de la fuerza radial y la fuerza axial para mantener la permeabilidad luminal completa en anatomías tortuosas
- **El marcador radiopaco:** 4 (cuatro) en ambos extremos parte cubierta



Información sobre pedidos


TTS (a través del ámbito de aplicación)					OTW (Over The Wire)						
Código	stent		Entrega		Código	stent		Entrega			
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)		
PCT1806BA	18	6	10,5 180		PC1806BA	18	6	14	135		
PCT1808BA		8			PC1808BA		8				
PCT1810BA		10			PC1810BA		10				
PCT1812BA		12			PC1812BA		12				
PCT2006BA	20	6			PC2006BA	20	6	14			
PCT2008BA		8			PC2008BA		8				
PCT2010BA		10			PC2010BA		10				
PCT2012BA		12			PC2012BA		12				
PCT2206BA	22	6			PC2206BA	22	6	dieciséis			
PCT2208BA		8			PC2208BA		8				
PCT2210BA		10			PC2210BA		10				
PCT2212BA		12			PC2212BA		12				
Codificación PAG do T — licenciado en Letras : do -comvi T -TTS licenciado en Letras -tanto termino desnudo					PC2406BA	24	6	dieciséis			
					PC2408BA		8				
					PC2410BA		10				
					PC2412BA		12				
					PC2606BA	26	6	18			
					PC2608BA		8				
					PC2610BA		10				
					PC2612BA		12				
					PC2806BA	28	6	18			
					PC2808BA		8				
					PC2810BA		10				
					PC2812BA		12				

Los estudios relativos

- "stents metálicos autoexpandibles para la obstrucción de la salida gástrica resultante de cáncer de estómago: un estudio preliminar con un stent pilórica de doble capa de nuevo diseño"
 - Sun Mi Lee: *Gastrointestinal Endoscopy* Volumen 66, No. 6: 2007


Taewoong Niti-S™ Tracheal Covered Stent

comvi- tipo




Características

- **Estructura : Triple con capas de tipo S, membrana de PTFE y de tipo D**
 - Blindada construcción de triple capa permite que el stent tiene una excelente fuerza radial. Por lo tanto la luz del stent mantiene la permeabilidad luminal incluso en obstrucciones severas



- cadena de la recuperación en el extremo proximal: reposición o eliminación de stent

- **El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos y 4 (cuatro) en el centro**



Información sobre pedidos

OTW (Over The Wire)

► Totalmente cubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
TR1603FP	dieciséis	3	18	60
TR1604FP		4		
TR1605FP		5		
TR1606FP		6		
TR1607FP		7		
TR1608FP		8		
TR1609FP		9		
TR1610FP		10		
TR1803FP	18	3		
TR1804FP		4		
TR1805FP		5		
TR1806FP		6		
TR1807FP		7		
TR1808FP		8		
TR1809FP		9		
TR1810FP		10		
TR2003FP	20	3		
TR2004FP		4		
TR2005FP		5		
TR2006FP		6		
TR2007FP		7		
TR2008FP		8		
TR2009FP		9		
TR2010FP		10		
TR2203FP	22	3		
TR2204FP		4		
TR2205FP		5		
TR2206FP		6		
TR2207FP		7		
TR2208FP		8		
TR2209FP		9		
TR2210FP		10		
TR2403FP	24	3		
TR2404FP		4		
TR2405FP		5		
TR2406FP		6		
TR2407FP		7		
TR2408FP		8		
TR2409FP		9		
TR2410FP		10		

Codificación

TR — **F** **PAG** : **F** -totalmente cubierto **PAG** llamada lado -distal

Los estudios relativos


- “Estenosis benignas traqueobronquiales: resultados a largo plazo que afectan a las vías respiratorias y factores de permeabilidad después de la colocación de stent temporal”
- *Jin Kim Hyoung, et al: Ajir, 2007*
- “La colocación de cubierta metálica expandible recuperable stents Pediátrica traqueobronquial Obstrucción”
- *Ho Song Young, et al: JVIR, 2006*

► Descubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
TR1603P	dieciséis	3	dieciséis	60
TR1604P		4		
TR1605P		5		
TR1606P		6		
TR1607P		7		
TR1608P		8		
TR1609P		9		
TR1610P		10		
TR1803P	18	3		
TR1804P		4		
TR1805P		5		
TR1806P		6		
TR1807P		7		
TR1808P		8		
TR1809P		9		
TR1810P		10		
TR2003P	20	3		
TR2004P		4		
TR2005P		5		
TR2006P		6		
TR2007P		7		
TR2008P		8		
TR2009P		9		
TR2010P		10		


Codificación

TR — **PAG** : **PAG** llamada lado -distal



TaeWoong Niti-S™ Bronchial Covered Stent

comvi- tipo



Características

- El marcador radiopaco: 4 (cuatro) en ambos extremos y 2 (dos) en la parte media

Información sobre pedidos

OTW (Over The Wire)

► Totalmente cubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
BR1003F	10	3	12	60
BR1004F		4		
BR1005F		5		
BR1006F		6		
BR1203F	12	3	12	
BR1204F		4		
BR1205F		5		
BR1206F		6		
BR1403F	14	3	12	
BR1404F		4		
BR1405F		5		
BR1406F		6		
BR1603F	dieciséis	3	14	
BR1604F		4		
BR1605F		5		
BR1606F		6		

► Descubierto

Código	stent		Entrega	
	Diámetro (Mm)	Longitud (cm)	Perfil (Fr)	Longitud útil (cm)
BR1003W	10	3	8	60
BR1004W		4		
BR1005W		5		
BR1006W		6		
BR1203W	12	3	9	
BR1204W		4		
BR1205W		5		
BR1206W		6		
BR1403W	14	3	9	
BR1404W		4		
BR1405W		5		
BR1406W		6		
BR1603W	dieciséis	3	10	
BR1604W		4		
BR1605W		5		
BR1606W		6		

Codificación
BR — F : F -totalmente cubierto

Codificación
BR — W : W -tanto llamada

Seeds of Hope

“Through Technology, Happiness Blooms”



TAEWOONG MEDICAL CO., LTD
Head office_ 1-5 Gomak Ri Wolgot-myeon, Gimpo Si, Gyeonggi-Do, KOREA / TEL_+82-31-996-0641~4 / FAX_+82-31-996-0645~6
Sales office_ Ilsan Techno-town #610, 1141-1 Baekseok-dong, Goyang Si Ilsandong-gu, Gyeonggi-Do, KOREA
TEL_+82-31-904-6153 / FAX_+82-31-904-6157