



Premium Surgiclip™ II clips de titanio

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
134051	Premium Surgiclip™ II M-9.75, 20 Clips de Titanio Medianos	6
134053	Premium Surgiclip™ II M-11.5, 30 Clips de Titanio Medianos	6

MATERIALES DE FABRICACIÓN

134051	ABS GE, 301, 302, 304, 420 316L de Acero Inoxidable, Aluminio 5052, Policarbonato GE, Policarbonato 20% de Cristal, Acetel Dupont Delrin, Composición de titanio, Nylon 20% relleno de vidrio, Composición de titanio, PPA 40% relleno de vidrio, Polipropileno/Talco relleno, 21 SP Nylon
134053	ABS GE Cicolac, 301, 302, 304, 316L 420 Acero Inoxidable, Policarbonato GE, Policarbonato 20% Vidrio, Nylon 30% relleno de vidrio, Composición de titanio, PPA 40% relleno de vidrio, Polipropileno/Talco relleno, 21 SP Nylon

INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Dimensiones de la caja de envío (mm)
Caja interna	375 × 141 × 127 (largo × ancho × alto)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Óxido de etileno
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase IIb de acuerdo con la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE, anexo II no incluido (4)

IMPORTANTE: consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© Medtronic 2018. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 17-weu-premium-surgiclip-ii-tech-sheet-es-1516996

Medtronic
Further, Together