



## Minic S-II/Bombas aspiración portátiles



Es compacta, ligera, duradera, fácil de usar e ideal tanto para el hogar como para el hospital.

Unidad de aspiración portátil Minic S-II



Bomba: Cabeza de bomba simple tipo pistón

Vacío máximo: -85kpa(-63.75cmHg)

Caudal máximo de aire libre: 20L/min

Capacidad de la botella de succión:

(MS2-1400)1.4L Botella de succión de plástico

(MS2-1500)1.5L Botella de succión de vidrio

Fuente de alimentación: Red de CA

Dimensiones : (MS2-1400)

(MS2-1400) Anchura 395 × Profundidad 157 × Altura 274 mm

(MS2-1500) Anchura 398 × Profundidad 157 × Altura 288 mm

Peso: 5,0 kg