

Pinzas de biopsia jumbo no eléctrica desechable

- Biopsia Recuperación de pólipo



Φ3.0MM

atix
health med

Pinzas de biopsia jumbo no eléctrica desechable

Uso

- Muestreo de tejido en tractos digestivos

Características

- Obtenga muestras de biopsia más adecuadas con una calidad superior.
- Produzca una mejor precisión diagnóstica con menos adquisición de tejido.
- Elimine los pólipos colorrectales pequeños y sésis de manera eficiente.

Especificaciones

Modelo	Ø. D. (mm)	Longitud (mm)	Canal de trabajo (mm)	Características
YDK P1 30 180 O O B1	3.0	1800	ø 32	sin pino, sin recubrimiento
YDK P1 30 180 O P B1	3.0	1800	ø 32	sin pino, recubierta
YDK H 10 200 O O B1	3.0	2000	ø 32	sin pino, sin recubrimiento
YDK P1 30 230 O P B1	3.0	2300	ø 32	sin pino, recubierta
YDK P1 30 180 O P1 B1	3.0	1800	ø 32	sin pino, recubierta con Mark
YDK H 10 200 O P1 B1	3.0	2000	ø 32	sin pino, recubierta con Mark
YDK P1 30 180 W P1 B1	3.0	1800	ø 32	con pino, recubierta con Mark
YDK P1 30 230 W P1 B1	3.0	2300	ø 32	con pino, recubierta con Mark
YDK H 10 200 W O B1	3.0	1800	ø 32	con pino, sin recubrimiento
YDK P1 30 180 W O B1	3.0	1800	ø 32	con pino, sin recubrimiento
YDK P1 30 180 W P B1	3.0	1800	ø 32	con pino, sin recubrimiento
YDK H 10 200 W P B1	3.0	2000	ø 32	con pino, sin recubrimiento