

# Endoscópico Accesorios

Manual de productos Alton




# Contenido

Instrumentos ESD desechables	P03 ~ P09
Clip hemostático desechable	P10 ~ P11
Instrumentos EMR desechables	P12 ~ P22
Instrumentos desechables para CPRE	P23 ~ P27
Pinzas de biopsia desechables	P28 ~ P32
Pinzas de agarre desechables	P33 ~ P39
Otros productos desechables	P40 ~ P47
Pinzas de biopsia reutilizables	P48 ~ P51
Pinzas de agarre reutilizables	P52 ~ P58
Electrodos electroquirúrgicos reutilizables	P59 ~ P62
Otros productos reutilizables	P63 ~ P67

# Desechable ESD Instrumentos

## Tipo de pelota desechable (Tipo de bola)



Tipo B



Tipo A

### MAIN FEATURES:

La punta de bola puede marcar, cortar y detener el sangrado con función de irrigación.

### OPERATION GUIDE:




**1**  
Calificación,  
Coagulación (dar propina)



**2**  
Corte,  
Disección (darte una propina)



**3**  
Pulverización (verter)



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D1810HB(A/B)	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D1815HB(A/B)	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-D2417HB(A/B)	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2419HB(A/B)	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2423HB(A/B)	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Tipo de pelota desechable (Cuchillo CT)



### MAIN FEATURES:

Punta cerámica, aislamiento, irrigación y corte.

### OPERATION GUIDE:



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D1810HC(A/B)	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D1815HC(A/B)	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-D2417HC(A/B)	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2419HC(A/B)	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2423HC(A/B)	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Tipo cilíndrico desechable (Cuchillo de túnel)


### MAIN FEATURES:

La punta de la aguja retráctil puede marcar y cortar con función de irrigación.

Ajustable: 1,5 mm/2 mm



### OPERATION GUIDE:



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D2417HF	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2419HF	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2423HF	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Tipo cilíndrico desechable (Cuchillo cuadrado)

Longitud de corte: 4 mm

### MAIN FEATURES:

El cuchillo cuadrado retráctil puede cortar inteligentemente en todas las direcciones con funciones de marcado e irrigación.

### OPERATION GUIDE:



**1**  
Calificación,  
Coagulación (dar propina)



**2**  
ajuste,  
sección (verter)



**3**  
etc. (verter)

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D2417HA	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2419HA	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2423HA	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Pinzas eléctricas desechables (Tipo Hemo, Giratorio)

### MAIN FEATURES:

Marcar, cortar y detener el sangrado al abrir y cerrar la pinza. El giro lento facilita la operación.



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D2417HZR	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2419HZR	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2423HZR	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Pinzas eléctricas desechables (Tipo Hemo, Giratorio)

### MAIN FEATURES:

Marcar, cortar y detener el sangrado al abrir y cerrar la pinza. El giro lento facilita la operación.



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D2417HGR	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2419HGR	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2423HGR	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Pinzas eléctricas desechables (Tipo Hemo, Giratorio)

### MAIN FEATURES:

Marcar, cortar y detener el sangrado al abrir y cerrar la pinza. El giro lento facilita la operación.



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D2417HJR	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2419HJR	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2423HJR	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Pinzas eléctricas osables (Tipo tijera, giratoria)



### MAIN FEATURES:

Corte rápido en las adherencias. El giro lento facilita el acceso rápido.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D2417HSR	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
tren de alta velocidad	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
tren de alta velocidad	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Pinzas eléctricas desechables (Tipo de disección, giratorio)



### MAIN FEATURES:

Corte rápido en las adherencias. El giro lento facilita el acceso rápido.

### SPECIFICATIONS:

o.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
HTR	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
HTR	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
HTR	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Pinzas eléctricas desechables (Tipo gancho, giratorio)



### MAIN FEATURES:

Corta con rapidez las adherencias. El giro lento facilita el acceso rápido. La punta en forma de gancho facilita la elevación del tejido.


### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D2417HHR	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2419HHR	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2423HHR	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

# Desechable

# Clip hemostático

## Clip hemostático desechable



### MAIN FEATURES:




Gran abertura  
diseño,  
Conozca a los clínicos  
Necesidades de tratamiento




Ancho de apertura:  
9 mm / 11 mm  
14 mm / 17 mm


### OPERATION GUIDE:




**1** Calificación,  
Detener el sangrado



**2** Corte, Diss  
(verter)



**3** Inyectar (verter)



### SPECIFICATIONS:


Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D2418JZR-3	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	9 mm	Gastroscopia
AF-D2423JZR-3	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	9 mm	Colonoscopia
AF-D2418JZR-5	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	11 mm	Gastroscopia
AF-D2423JZR-5	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	11 mm	Colonoscopia
AF-D2418JZR-7	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Gastroscopia
AF-D2423JZR-7	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Colonoscopia
AF-D2418JZR-9	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	17 mm	Gastroscopia
AF-D2423JZR-9	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	17 mm	Colonoscopia

# Desechable

# Historial médico electrón

# Instrumentos

## Lazo eléctrico desechable (Tipo ovalado)



### MAIN FEATURES:


1. Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia.
2. Hebras de aleación especial que facilitan el control del corte y la solidificación.
3. Puede ser giratorio o no giratorio.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810SV10	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10 mm	Broncoscopia
AF-D1810SV15	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	15 mm	Broncoscopia
AF-D1810SV20	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Broncoscopia
AF-D1815SV10	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10 mm	Gastroscopia
AF-D1815SV15	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	15 mm	Gastroscopia
AF-D1815SV20	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2417SV10	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Gastroscopia
AF-D2417SV15	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Gastroscopia
AF-D2417SV20	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2417SV25	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Gastroscopia
AF-D2417SV30	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Gastroscopia
AF-D2417SV35	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Gastroscopia
AF-D2421SV10	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Colonoscopia
AF-D2421SV15	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Colonoscopia
AF-D2421SV20	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Colonoscopia
AF-D2421SV25	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Colonoscopia
AF-D2421SV30	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Colonoscopia
AF-D2421SV35	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Colonoscopia
AF-D2423SV10	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Colonoscopia
AF-D2423SV15	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Colonoscopia
AF-D2423SV20	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Colonoscopia
AF-D2423SV25	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Colonoscopia
AF-D2423SV30	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Colonoscopia
AF-D2423SV35	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Colonoscopia



## Al Trampa (Tipo media luna, no giratorio)




### MAIN FEATURES:

1. Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia.
2. Hebras de aleación especial que facilitan el control del corte y la solidificación.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810SM10	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10 mm	Broncoscopia
AF-D1810SM15	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	15 mm	Broncoscopia
AF-D1810SM20	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Broncoscopia
AF-D1815SM10	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10 mm	Gastroscopia
AF-D1815SM15	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	15 mm	Gastroscopia
AF-D1815SM20	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM10	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM15	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM20	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM25	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM30	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM35	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Gastroscopia
AF-D2421SM10	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM15	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM20	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM25	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM30	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM35	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM10	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM15	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM20	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM25	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM30	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM35	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Colonoscopia

## Lazo eléctrico desechable (Tipo media luna, giratorio)




### MAIN FEATURES:

1. Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia.
2. Hebras de aleación especial que facilitan el control del corte y la solidificación.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810SM10R	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10 mm	Broncoscopia
AF-D1810SM15R	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	15 mm	Broncoscopia
AF-D1810SM20R	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Broncoscopia
AF-D1815SM10R	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10 mm	Gastroscopia
AF-D1815SM15R	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	15 mm	Gastroscopia
AF-D1815SM20R	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM10R	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM15R	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM20R	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM25R	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM30R	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Gastroscopia
AF-D2417SM35R	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Gastroscopia
AF-D2421SM10R	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM15R	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM20R	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM25R	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM30R	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Colonoscopia
AF-D2421SM35R	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM10R	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM15R	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM20R	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM25R	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM30R	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Colonoscopia
AF-D2423SM35R	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Colonoscopia

## Lazo eléctrico desechable (Tipo hexagonal)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)


### MAIN FEATURES:

1. Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia.
2. Hebras de aleación especial que facilitan el control del corte y la solidificación.
3. Puede ser giratorio o no giratorio.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810SH10	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10 mm	Broncoscopia
AF-D1810SH15	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	15 mm	Broncoscopia
AF-D1810SH20	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Broncoscopia
AF-D1815SH10	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10 mm	Gastroscopia
AF-D1815SH15	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	15 mm	Gastroscopia
AF-D1815SH20	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2417SH10	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Gastroscopia
AF-D2417SH15	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Gastroscopia
AF-D2417SH20	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2417SH25	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Gastroscopia
AF-D2417SH30	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Gastroscopia
AF-D2417SH35	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Gastroscopia
AF-D2421SH10	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Colonoscopia
AF-D2421SH15	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Colonoscopia
AF-D2421SH20	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Colonoscopia
AF-D2421SH25	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Colonoscopia
AF-D2421SH30	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Colonoscopia
AF-D2421SH35	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Colonoscopia
AF-D2423SH10	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10 mm	Colonoscopia
AF-D2423SH15	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	15 mm	Colonoscopia
AF-D2423SH20	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Colonoscopia
AF-D2423SH25	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	25 mm	Colonoscopia
AF-D2423SH30	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Colonoscopia
AF-D2423SH35	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	35 mm	Colonoscopia

## Lazo frío desechable (Eléctrico, no giratorio)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

### MAIN FEATURES:

1. Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia.
2. Hebras de aleación especial que facilitan el control del corte y la solidificación.

### SPECIFICATIONS:

	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia
	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia

## Lazo frío desechable (Eléctrico, giratorio)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

### MAIN FEATURES:

1. Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia.
2. Hebras de aleación especial que facilitan el control del corte y la solidificación.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810LCT**R	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
AF-D1812LCT**R	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
AF-D1815LCT**R	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D1816LCT**R	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2416LCT**R	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2418LCT**R	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2421LCT**R	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia
AF-D2423LCT**R	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia

## Lazo frío desechable (No eléctrico, no giratorio)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)


### MAIN FEATURES:

1. Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia.
2. Hebras de aleación especial que facilitan el control del corte y la solidificación.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810LCM	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
AF-D1812LCM	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
AF-D1815LCM	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D1816LCM	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2416LCM	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2418LCM	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2421LCM	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia
AF-D2423LCM	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia

## Lazo frío desechable (No eléctrico, giratorio)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

### MAIN FEATURES:

1. Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia.
2. Hebras de aleación especial que facilitan el control del corte y la solidificación.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810LCMR	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
AF-D1812LCMR	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
AF-D1815LCMR	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D1816LCMR	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2416LCMR	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2418LCMR	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2421LCMR	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia
AF-D2423LCMR	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia


## Pinzas de agarre desechables (Caja con bolsa tipo Polyfilm)



### MAIN FEATURES:

Una forma fácil de eliminar los coágulos, pólipos y cuerpos extraños.

Caja con bolsa tipo Polynet  
**Alternativa**



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810GD20	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Broncoscopia
AF-D1815GD20	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D1815GD30	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	30 mm	Gastroscopia
AF-D2417GD20	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2417GD30	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Gastroscopia
AF-D2419GD20	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Gastroscopia
AF-D2419GD30	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Gastroscopia
AF-D2423GD20	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	20 mm	Colonoscopia
AF-D2423GD30	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	30 mm	Colonoscopia

## Pinzas eléctricas desechables (Biopsia caliente)



### MAIN FEATURES:

Para cortar pequeños pólipos y coagulación.

de pequeñas embarcaciones.

### SPECIFICATIONS:


Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D1810F	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D1816F	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-D2415F	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2417F	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2419F	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2421F	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia
AF-D2423F	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Aguja de inyección desechable

Utilizando una funda interior y exterior de teflón mixto,  
El caudal es grande y la inyección es rápida y suave.




Función de protección de bits limitada,  
Operación más segura



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Longitud de la aguja	Nordeste
AF-D1810PN	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	4/5 mm	
AF-D1816PN	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	4/5/6 mm	
AF-D2416PN	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	4/5/6 mm	
AF-D2421PN	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	4/5/6 mm	
<b>AF-D2423PN</b>	<b>Ø2,4 x 2300 mm</b>	<b>≥Ø2,8 mm</b>	<b>4/5/6 mm</b>	

# Desechable CPRE Instrumentos




**MAIN FEATURES:**

- 1. Forma de la cola, evita eficazmente la caída del pelo.
- 2. Buen efecto de drenaje.
- 3. Buena flexibilidad, las secciones estrechas se pueden pasar fácilmente.

**SPECIFICATIONS:**

Artículo Nro.	Forma	Le eficaz	
AF-D7017BDA	Tipo A	1700 milímetros	
AF-D7024BDA	Tipo A	2400 mm	
AF-D7025BDA	Tipo A	2500 milímetros	
AF-D8517BDA	Tipo A	1700 milímetros	
AF-D8524BDA	Tipo A	2400 mm	
AF-D8525BDA	Tipo A	2500 milímetros	
AF-D7017BDB	Tipo B	1700 milímetros	
AF-D7024BDB	Tipo B	2400 mm	
AF-D7025BDB	Tipo B	2500 milímetros	7Es
AF-D8517BDB	Tipo B	1700 milímetros	8,5 francos
AF-D8524BDB	Tipo B	2400 mm	8,5 francos
AF-D8525BDB	Tipo B	2500 milímetros	8,5 francos



**MAIN FEATURES:**


1. El extremo de la cabeza es súper resbaladizo, baja fricción, intubación suave.
2. Superficie amarilla y negra, Fácil de observar.
3. Desarrollador fuerte, Fuerte apoyo.
4. Amplia gama de diámetros disponibles.


**SPECIFICATIONS:**

Artículo Nro.	Longitud efectiva	Longitud de la guía	Diámetro máximo (pulgadas)
AF-D2526QW05	2600 mm	50 mm	.025"
AF-D2545QW05	4500 mm	50 mm	.025"
AF-D3526QW05	2600 mm	50 mm	.035"
AF-D3545QW05	4500 mm	50 mm	.035"
AF-D3826QW05	2600 mm	50 mm	.038"
AF-D3845QW05	4500 mm	50 mm	.038"


**Cestas desechables para CPRE****SPECIFICATIONS:**

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Tipo
AF-D2421BL	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	 Soltero Lúmenes
AF-D2421BL2	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	 Doble Lúmenes

**Cepillos desechables para citología de CPRE****SPECIFICATIONS:**

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Tipo
AF-D2421WD	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	 Doble Lúmenes

### Papilotomo desechable



#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo y Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	A	B	Tipo
AF-D2419GP220H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	20 mm	Doble Lúmenes
AF-D2419GP225H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	25 mm	
AF-D2419GP230H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	30 mm	
AF-D2419GP320H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	20 mm	Triple Lúmenes
AF-D2419GP325H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	25 mm	
AF-D2419GP330H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	30 mm	

### Esfinterotomos desechables



#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo y Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	A	Tipo
AF-D2419ZP204H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	4 mm	Doble Lúmenes
AF-D2419ZP205H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	5 mm	
AF-D2419ZP206H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	
AF-D2419ZP304H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	4 mm	Triple Lúmenes
AF-D2419ZP305H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	5 mm	
AF-D2419ZP306H	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	



### Pinzas de biopsia desechables (Tazas tipo ovaladas)



#### MAIN FEATURES:

Copas ovaladas y fenestradas para biopsia más profunda.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1007PT	Ø1,0x700mm	≥Ø1,2 mm	3 mm	Urología
AF-D1010PT	Ø1,0x1000mm	≥Ø1,2 mm	3 mm	Urología
AF-D1012PT	Ø1,0x1200mm	≥Ø1,2 mm	3 mm	Urología
AF-D1810BT	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1812BT	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1815BT	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-D2416BT	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2418BT	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2421BT	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2423BT	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D3023BT	Ø3,0 x 2300 mm	≥Ø3,2 mm	8,5 mm	Colonoscopia

### Pinzas de biopsia desechables (Vasos ovalados tipo recubierto)



#### MAIN FEATURES:

Copas ovaladas y fenestradas para biopsia más profunda.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1007FT	Ø1,0x700mm	≥Ø1,2 mm	3 mm	Urología
AF-D1010FT	Ø1,0x1000mm	≥Ø1,2 mm	3 mm	Urología
AF-D1012FT	Ø1,0x1200mm	≥Ø1,2 mm	3 mm	Urología
AF-D1810BTC	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1812BTC	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1815BTC	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-D2416BTC	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2418BTC	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2421BTC	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2423BTC	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D3023BTC	Ø3,0 x 2300 mm	≥Ø3,2 mm	8,5 mm	Colonoscopia


### Pinzas de biopsia desechables (Mandíbulas de cocodrilo tipo copas)

#### MAIN FEATURES:

Copas dentadas de tipo cocodrilo para biopsia profunda de tejido duro y de difícil acceso.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810BU	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1812BU	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1815BU	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-D2416BU	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2418BU	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2421BU	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2423BU	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2823BU	Ø2,8x2300mm	≥Ø3,0 mm	8,5 mm	Colonoscopia




### Pinzas de biopsia desechables (Mandíbulas de cocodrilo tipo copa revestidas)

#### MAIN FEATURES:

Copas dentadas de tipo cocodrilo para biopsia profunda de tejido duro y de difícil acceso.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810BUC	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1812BUC	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1815BUC	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-D2416BUC	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2418BUC	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2421BUC	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2423BUC	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2823BUC	Ø2,8x2300mm	≥Ø3,0 mm	8,5 mm	Colonoscopia





### Pinzas de biopsia desechables (Copas Ovaladas Con Tipo Aguja)



#### MAIN FEATURES:

Copas ovaladas, fenestradas y con espiga.  
 Para una orientación precisa.  
 Sin deslizamiento para recoger muestras de tejido más grandes.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810BW	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1812BW	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1815BW	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-D2416BW	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2418BW	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2421BW	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2423BW	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia

### Pinzas de biopsia desechables (Vasos ovalados con revestimiento de aguja tipo)



#### MAIN FEATURES:

Copas ovaladas, fenestradas y con espiga.  
 Para una orientación precisa.  
 Sin deslizamiento para recoger muestras de tejido más grandes.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810BWC	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1812BWC	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1815BWC	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-D2416BWC	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2418BWC	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2421BWC	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2423BWC	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia

### Pinzas de biopsia desechables (Tazas con mandíbulas de cocodrilo con tipo aguja)



#### MAIN FEATURES:

Copas dentadas de tipo cocodrilo para biopsia profunda de tejido duro y de difícil acceso.  
 Sin deslizamiento, con punta para una orientación precisa.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810BZ	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1812BZ	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1815BZ	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-D2416BZ	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2418BZ	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2421BZ	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2423BZ	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia

### Pinzas de biopsia desechables (Copas de mandíbulas de cocodrilo con revestimiento de aguja tipo)



#### MAIN FEATURES:

Copas dentadas de tipo cocodrilo para biopsia profunda de tejido duro y de difícil acceso.  
 Sin deslizamiento, con punta para una orientación precisa.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810BZC	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1812BZC	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1815BZC	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-D2416BZC	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2418BZC	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-D2421BZC	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-D2423BZC	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia

# Desechable Avaro Fórceps

## Pinzas de agarre desechables (Tipo pelícano)

### MAIN FEATURES:

Para objetos grandes. Ancho de apertura: 14 mm.

Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810GK	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Broncoscopia
AF-D1812GK	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Broncoscopia
AF-D1815GK	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Gastroscopia
AF-D2417GK	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Gastroscopia
AF-D2419GK	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Gastroscopia
AF-D2421GK	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Colonoscopia
AF-D2423GK	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Colonoscopia

## Pinzas de agarre desechables (Mandíbulas de cocodrilo tipo)

### MAIN FEATURES:

Para objetos con bordes afilados.

Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810GH	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Broncoscopia
AF-D1812GH	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Broncoscopia
AF-D1815GH	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Gastroscopia
AF-D2417GH	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Gastroscopia
AF-D2419GH	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Gastroscopia
AF-D2421GH	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Colonoscopia
AF-D2423GH	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Colonoscopia

### Pinzas de agarre desechables (Tipo diente de rata)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

Diente de rata para objetos planos y duros (por ejemplo, monedas).

#### MAIN FEATURES:

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1007GI	Ø1,0x700mm	≥Ø1,2 mm	4 mm	Urología
AF-D1010GI	Ø1,0x1000mm	≥Ø1,2 mm	4 mm	Urología
AF-D1012GI	Ø1,0x1200mm	≥Ø1,2 mm	4 mm	Urología
AF-D1810GI	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Broncoscopia
AF-D1812GI	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Broncoscopia
AF-D1815GI	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Gastroscopia
AF-D2417GI	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-D2419GI	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-D2421GI	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia
AF-D2423GI	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia

### Pinzas de agarre desechables (Diente de rata con mandíbulas de cocodrilo tipo)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

Dientes afilados, mandíbulas largas para  
Difícil recuperación de objetos planos y duros.

#### MAIN FEATURES:

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810GJ	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1812GJ	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-D1815GJ	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-D2417GJ	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	8 mm	Gastroscopia
AF-D2419GJ	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	8 mm	Gastroscopia
AF-D2421GJ	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	8 mm	Colonoscopia
AF-D2423GJ	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	8 mm	Colonoscopia


### Pinzas de agarre desechables (Tipo de 5 puntas)



#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D1807GM5R	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	Coledocoscopia
AF-D1810GM5R	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D1815GM5R	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-D2416GM5R	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2417GM5R	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2421GM5R	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia
AF-D2423GM5R	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

### Pinzas de agarre desechables (Tipo gancho de 5 puntas)



#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo		
AF-D1007GM5L	Ø1,0x700mm		
AF-D1010GM5L	Ø1,0x1000mm		
AF-D1012GM5L	Ø1,0x1200mm		
AF-D1807GM5L	Ø1,8x700mm		
AF-D1810GM5L	Ø1,8x1000mm		
AF-D1815GM5L	Ø1,8x1500mm		
AF-D2416GM5L	Ø2,4x1600mm		
AF-D2417GM5L	Ø2,4x1700mm		
AF-D2421GM5L	Ø2,4 x 2100 mm		
AF-D2423GM5L	Ø2,4 x 2300 mm		



**SPECIFICATIONS:**

Artículo Nro.	Descripción	Unidad	Stock
AF-D			
AF-D			
AF-D			
AF-D			
AF-D			
AF-D			
AF-D			

**Pinzas de agarre** (Tipo de gancho de 3 puntas)



**SPECIFICATIONS:**

Artículo Nro.	Descripción	Unidad	Stock

**Pinzas de agarre desechables** (Tipo de 2 puntas)




**SPECIFICATIONS:**

Artículo Nro.	Descripción	Unidad	Stock
AF-D2415GM2L			
AF-D2417GM2L			
AF-D2421GM2L			
AF-D2423GM2L			

Desplegar

**MAIN FEATURES:**



**SPECIFICATIONS:**

Artículo Nro.	Descripción	Unidad	Stock

### Pinzas de agarre desechables (Cesta en espiral tipo Nitinol)




#### MAIN FEATURES:

Para la recuperación de rondas y objetos resbaladizos

#### SPECIFICATIONS:

			Ancho de corte	Ámbito de uso
			0/15 mm	Urología
			0/15 mm	Urología
			0/15 mm	Urología
			/15/20 mm	Coledocoscopia
			/15/20 mm	Broncoscopia
AF-D1815BR	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Gastroscopia
AF-D1825BR	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Enteroscopia
AF-D2415BR	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-D2417BR	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-D2421BR	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia
AF-D2423BR	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia

### Pinzas de agarre desechables (Cesta plegable tipo angular, acero inoxidable)



#### MAIN FEATURES:

Para la recuperación de rondas y objetos resbaladizos

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1807BL	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Coledocoscopia
AF-D1810BL	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Broncoscopia
AF-D1815BL	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Gastroscopia
AF-D1825BL	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Enteroscopia
AF-D2415BL	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-D2417BL	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-D2421BL	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia
AF-D2423BL	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia



Catéteres de pulverización desechables



Tipo estándar

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D1810PA	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D1812PA	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D1815PA	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-D2416PA	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2418PA	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2421PA	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia
AF-D2423PA	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

Tipo de pulverización de niebla

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D1810PB	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D1812PB	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D1815PB	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-D2416PB	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2418PB	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2421PB	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia




MAIN FEATURES:

Dureza ideal del cepillo para una mejor recolección de muestras.  
Cerdas más delgadas para una capacidad de recolección de células significativamente mejorada.

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
			Broncoscopia
			Broncoscopia
			Gastroscopia
			Gastroscopia
			Colonoscopia

Cepillo de limpieza desechable (Doble extremo) (un lado grande y un lado pequeño)



MAIN FEATURES:

Para limpiar el canal endoscópico.

SPECIFICATIONS:


Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D1816WB	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D2416WB	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-D2423WB	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

Cepillo de limpieza desechable para orificios de puerto


Nombre	Artículo Nro.
Cepillo de válvula	AF-D1807WB




Nombre	Artículo Nro.
Cepillo para orificio de puerto	AF-D1823WB



Nombre	Artículo Nro.
Cepillo para orificio de puerto	AF-D1825WB



### Cepillo de limpieza desechable (De un solo extremo)




#### MAIN FEATURES:

Para limpiar el canal endoscópico.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D1012WB	Ø1,0x1200mm	≥Ø1,2 mm	Urología
AF-D1022WB	Ø1,0x2200mm	≥Ø1,2 mm	Urología
AF-D1818WB	Ø1,8x1800mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D2416WB	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastrosocopia
AF-D2422WB	Ø2,4 x 2200 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

### Cepillo de limpieza desechable (Doble extremo)




#### MAIN FEATURES:

Para limpiar el canal endoscópico.


#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-D1012WB	Ø1,0x1200mm	≥Ø1,2 mm	Urología
AF-D1022WB	Ø1,0x2200mm	≥Ø1,2 mm	Urología
AF-D1818WB	Ø1,8x1800mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-D2416WB	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastrosocopia
AF-D2421WB	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

### proveedor de servicios de Internet




Nombre	Artículo Nro.
Bloque de mordida para adultos (Con banda elástica)	Fuerza aérea británica



Nombre	Artículo Nro.
Bloque de mordida para adultos	AF-GBO



Nombre	Artículo Nro.
Bloque de mordida para personas sin dientes (Con banda elástica)	Fuerza aérea británica



Nombre	Artículo Nro.
Bloque de mordida para personas sin dientes	AF-GBO



Nombre	Artículo Nro.
Bloque de mordida para niños (Con banda elástica)	AF-GBW-R

## Juego de válvulas para endoscopios desechables

### MAIN FEATURES:

1. Prevención de infecciones cruzadas
2. Sin lubricantes
3. Sin atascos ni problemas pegajosos
4. Endoscopio protector
5. Prevención de fugas de agua y de aire
6. Cómodo al tacto



Nombre	Artículo Nro.
Juego de válvulas para endoscopios desechables (Para Olimpo)	AF-DVS3-O



Nombre	Artículo Nro.
Juego de válvulas para endoscopios desechables (Para Olimpo)	AF-DVS4-O




Nombre	Artículo Nro.
Juego de válvulas para endoscopios desechables (Para Pentax)	AF-DVS3-P



Nombre	Artículo Nro.
Juego de válvulas para endoscopios desechables (Para Pentax)	AF-DVS4-P



Nombre	Artículo Nro.
Juego de válvulas para endoscopios desechables (Para Fujifilm)	AF-DVS4-F



Nombre	Artículo Nro.
Juego de válvulas para endoscopios desechables (Para Fujifilm)	AF-DVS4-F




Nombre	Artículo Nro.
Juego de válvulas	AF-D1807PT



Nombre	Artículo Nro.
Tapa de válvula	AF-D1007PT

## Regla de medición desechable



### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro	Longitud	Ámbito de uso
AF-D2415MR	Ø2,4 mm	1500 milímetros	Gastroscopia
AF-D2416MR	Ø2,4 mm	1600 milímetros	Gastroscopia
AF-D2417MR	Ø2,4 mm	1700 milímetros	Gastroscopia
AF-D2418MR	Ø2,4 mm	1800 milímetros	Gastroscopia
AF-D2421MR	Ø2,4 mm	2100 mm	Colonoscopia
AF-D2423MR	Ø2,4 mm	2300 mm	Colonoscopia



En combinación con la endoscopia digestiva para determinar el tamaño de las lesiones del tracto digestivo, s midiendo el diámetro de los vasos sanguíneos en GOV, ding varices.



## Trampa para pólipos desechable



Nombre	Artículo Nro.
Trampa para pólipos (4 cámaras)	AF-D1807PE

### MAIN FEATURES:

La muestra se recoge mediante un aspirador de presión negativa y el líquido residual se puede succionar automáticamente.

Este producto puede recolectar muestras de cuatro pacientes.

Las cuatro cajas de muestras están marcadas y se pueden desmontar de forma independiente para evitar eficazmente la contaminación de las muestras.

Nombre	Artículo Nro.
Trampa para pólipos (cámara única)	AF-D1818PE

### MAIN FEATURES:

La muestra se recoge mediante un aspirador de presión negativa y el líquido residual se puede succionar automáticamente. Este producto puede recoger muestras de un solo paciente.

La caja de muestras es transparente, lo que permite observar fácilmente el estado de la muestra.

Puede prevenir eficazmente la contaminación de la muestra.



Reutilizable

Biopsia

Fórceps

### Pinzas de biopsia reutilizables (Tipo estándar)



#### MAIN FEATURES:

Copas fenestradas redondas estándar con un mínimo Daño tisular. Puede hacerse rotatorio.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807BS	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Coledoscopia
AF-1810BS	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Broncoscopia
AF-1815BS	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Gastroscopia
AF-1825BS	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Enteroscopia
AF-2415BS	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	Gastroscopia
AF-2417BS	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	Gastroscopia
AF-2421BS	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	Colonoscopia
AF-2423BS	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	Colonoscopia

### Pinzas de biopsia reutilizables (Copas fenestradas ovaladas tipo )



#### MAIN FEATURES:

Copas fenestradas ovaladas tipo para minimizar el daño tisular. Pueden hacerse giratorias.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807BT	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Coledoscopia
AF-1810BT	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-1815BT	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-1825BT	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Enteroscopia
AF-2415BT	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-2417BT	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Gastroscopia
AF-2421BT	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia
AF-2423BT	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6,5 mm	Colonoscopia

### Pinzas de biopsia reutilizables (Mandíbulas de cocodrilo tipo )




#### MAIN FEATURES:

Copas de cocodrilo estándar para recolección de tejido tumoral. Pueden hacerse giratorias.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807BU	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Coledoscopia
AF-1810BU	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-1815BU	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-1825BU	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Enteroscopia
AF-2415BU	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2417BU	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2421BU	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia
AF-2423BU	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia

### Pinzas de biopsia reutilizables (Mandíbulas de cocodrilo con tipo aguja)



#### MAIN FEATURES:

Copas de cocodrilo con punta para apuntar con precisión sin deslizarse. Diseñadas para minimizar el daño tisular. Pueden hacerse giratorias.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807GH	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Coledoscopia
AF-1810GH	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-1815GH	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-1825GH	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Enteroscopia
AF-2415GH	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2417GH	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2421GH	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia
AF-2423GH	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia

### Pinzas de biopsia reutilizables (Copas fenestradas ovaladas con tipo aguja)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

#### MAIN FEATURES:


- Copas ovaladas y fenestradas
- Con punta para apuntar con precisión sin resbalarse.
- Diseñado para minimizar el daño tisular.
- Puede hacerse giratorio.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807BW	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Coledocoscopia
AF-1810BW	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-1815BW	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-1825BW	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Enteroscopia
AF-2415BW	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2417BW	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2421BW	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia
AF-2423BW	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia

### Pinzas de biopsia reutilizables (Mandíbulas de cocodrilo, tipo copa móvil simple)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

#### MAIN FEATURES:

- Capaz de balancearse de lado a lado para realizar biopsias profundas de tejido duro y de difícil acceso.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807BV	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Coledocoscopia
AF-1810BV	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-1815BV	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-1825BV	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Enteroscopia
AF-2415BV	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2417BV	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2421BV	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia
AF-2423BV	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia



### Pinzas de agarre reutilizables (Tipo diente de rata)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

Diente de rata para objetos planos y duros (por ejemplo, monedas).


#### MAIN FEATURES:

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807GI	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Coledoscopia
AF-1810GI	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Broncoscopia
AF-1815GI	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Gastroscopia
AF-1825GI	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	5 mm	Enteroscopia
AF-2415GI	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2417GI	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-2421GI	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia
AF-2423GI	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	7 mm	Colonoscopia

### Pinzas de agarre reutilizables (Diente de rata con mandíbulas de cocodrilo)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

Dientes afilados y mandíbulas largas, Para la recuperación difícil de objetos planos y duros.


#### MAIN FEATURES:

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807GJ	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Coledoscopia
AF-1810GJ	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Broncoscopia
AF-1815GJ	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Gastroscopia
AF-1825GJ	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	5,5 mm	Enteroscopia
AF-2415GJ	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	Gastroscopia
AF-2417GJ	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	Gastroscopia
AF-2421GJ	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	Colonoscopia
AF-2423GJ	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	6 mm	Colonoscopia

### Pinzas de agarre reutilizables (Mandíbulas de cocodrilo tipo)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

#### MAIN FEATURES:


Mandíbulas de cocodrilo para objetos con bordes afilados.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807GH	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	7 mm	Coledoscopia
AF-1810GH	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	7 mm	Broncoscopia
AF-1815GH	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	7 mm	Gastroscopia
AF-1825GH	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	7 mm	Enteroscopia
AF-2415GH	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	8,5 mm	Gastroscopia
AF-2417GH	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	8,5 mm	Gastroscopia
AF-2421GH	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	8,5 mm	Colonoscopia
AF-2423GH	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	8,5 mm	Colonoscopia

### Pinzas de agarre reutilizables (Tipo pelícano)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)


#### MAIN FEATURES:

Para objetos grandes. Ancho de apertura: 14 mm.

#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807GK	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Coledoscopia
AF-1810GK	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Broncoscopia
AF-1815GK	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Gastroscopia
AF-1825GK	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	12 mm	Enteroscopia
AF-2415GK	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Gastroscopia
AF-2417GK	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Gastroscopia
AF-2421GK	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Colonoscopia
AF-2423GK	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	14 mm	Colonoscopia

Pinzas de agarre reutilizables (Tipo de 5 puntas)



AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1807GO	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	Coledocoscopia
AF-1810GO	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1815GO	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	Gastrosocopia
AF-2416GO	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastrosocopia
AF-2417GO	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastrosocopia
AF-2421GO	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia
AF-2423GO	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

Pinza reutilizable

AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1805GO	Ø1,8x500mm	≥Ø2,0 mm	Coledocoscopia
AF-1812GO	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1817GO	Ø1,8x1700mm	≥Ø2,0 mm	Gastrosocopia
AF-2417GO	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastrosocopia
AF-2419GO	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	Gastrosocopia
AF-2423GO	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia
AF-2425GO	Ø2,4x2500mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

Pinzas de agarre reutilizables (Tipo gancho de 5 puntas)



AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso

Agarre reutilizable F

AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso

## Pinzas de agarre reutilizables (Tipo de puntas de goma)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F

### MAIN FEATURES:

Puntas de goma para agarrar superficies resbaladizas.  
objetos finos planos o afilados (agujas, alambres finos)

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura
AF-1807GK	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	7 mm
AF-1812GK	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	7 mm
AF-2412GK	Ø2,4x1200mm	≥Ø2,8 mm	10 mm
AF-2415GK	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	10 mm
AF-2417GK	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10 mm
AF-2419GK	Ø2,4x1900mm	≥Ø2,8 mm	10 mm

## Cestas de recuperación reutilizables (Cesta plegable tipo angular, acero inoxidable)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F


### MAIN FEATURES:

Para recuperación de objetos redondos y resbaladizos.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807GL	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Coledoscopia
AF-1810GL	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Broncoscopia
AF-1815GL	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Gastroscopia
AF-1825GL	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Enteroscopia
AF-2415GL	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-2417GL	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-2421GL	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia
AF-2423GL	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia

Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)



## Cestas de recuperación reutilizables (Cesta de espiral, Nitinol)



Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F

### MAIN FEATURES:

Para la recuperación de rondas y objetos resbaladizos

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807GR	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Coledoscopia
AF-1810GR	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Broncoscopia
AF-1815GR	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Gastroscopia
AF-1825GR	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Enteroscopia
AF-2415GR	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-2417GR	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-2421GR	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia
AF-2423GR	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia

## Cestas de recuperación reutilizables (Cesta sin punta tipo Nitinol)

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F

### MAIN FEATURES:

Para recuperación de objetos redondos y resbaladizos.

### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1807DT	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Coledoscopia
AF-1810DT	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Broncoscopia
AF-1816DT	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Gastroscopia
AF-1825DT	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Enteroscopia
AF-2415DT	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-2417DT	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-2421DT	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia
AF-2423DT	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia

Ancho de apertura  
(Ver lista a continuación)



# Reutilizable Electroquirúrgico Electrodos

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F

## MAIN FEATURES:

Corte de tejido con corriente de alta frecuencia. El conjunto estándar incluye:  
un mango, dos cables de electrodos.

## Cuchillo de aguja reutilizable



Longitud de la aguja: 5 mm

## SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1810DZ	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1815DZ	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-1825DZ	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	Enteroscopia
AF-2415DZ	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2417DZ	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2421DZ	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia
AF-2423DZ	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

**AUTOCLAVABLE**  
134°C  
273°F

## MAIN FEATURES:

Para la coagulación de los vasos sanguíneos.  
Puntas de coagulación intercambiables.  
El juego estándar incluye: un mango y ocho puntas de electrodos.


## Electrodo de coagulación reutilizable



## SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1810DQ	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1815DQ	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-1825DQ	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	Enteroscopia
AF-2415DQ	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2417DQ	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2421DQ	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia
AF-2423DQ	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Caja eléctrica de sable (Tipo hexagonal)



AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F

## MAIN FEATURES:

Cortar pólipo con corriente de alta frecuencia.  
Puede hacerse giratorio.  
El conjunto estándar incluye:  
Un mango, dos trampas

## SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1810DL	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Broncoscopia
AF-1816DL	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Gastroscopia
AF-1825DL	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Enteroscopia
AF-2416DL	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-2421DL	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia
AF-2423DL	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia

## Caja eléctrica reutilizable (Tipo media luna)



AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F

## MAIN FEATURES:

Cortar pólipo con corriente de alta frecuencia.  
Puede hacerse giratorio.  
El conjunto estándar incluye:  
Un mango, dos trampas

## SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1810DB	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Broncoscopia
AF-1816DB	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Gastroscopia
AF-1825DB	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Enteroscopia
AF-2416DB	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-2421DB	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia
AF-2423DB	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia

## Biopsia caliente reutilizable



AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F


## MAIN FEATURES:

Para cortar pequeños pólipos y coagular vasos pequeños.

## SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1810DG	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1815DG	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-1825DG	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	Enteroscopia
AF-2415DG	Ø2,4x1500mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2417DG	Ø2,4x1700mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2421DG	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia
AF-2423DG	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

## Caja eléctrica reutilizable (Tipo ovalado)



AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F

## MAIN FEATURES:

Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia. Se puede hacer rotatorio.  
El conjunto estándar incluye:  
Un mango, dos trampas

## SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-1810DT	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Broncoscopia
AF-1816DT	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Gastroscopia
AF-1825DT	Ø1,8x2500mm	≥Ø2,0 mm	10/15/20 mm	Enteroscopia
AF-2416DT	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Gastroscopia
AF-2421DT	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia
AF-2423DT	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15/20/25/30/35 mm	Colonoscopia



Reutilizable  
Otro  
Productos


### Cepillos de citología reutilizables



#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1810WB	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1816WB	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-2416WB	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2423WB	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

### Cepillos de limpieza reutilizables




#### SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1810XA	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1816XA	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-2416XA	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2422XA	Ø2,4 x 2200 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

### Cepillos de limpieza reutilizables para orificios de puerto

Artículo Nro.
AF-1812XA



Catéteres de pulverización reutilizables



Tipo estándar

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1807PA	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	Coledoscopia
AF-1810PA	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1816PA	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-1822PA	Ø1,8x2200mm	≥Ø2,0 mm	Enteroscopia
AF-2416PA	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2422PA	Ø2,4 x 2200 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

Tipo de pulverización de niebla

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1807PB	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	Coledoscopia
AF-1810PB	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1816PB	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-1822PB	Ø1,8x2200mm	≥Ø2,0 mm	Enteroscopia
AF-2416PB	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2422PB	Ø2,4 x 2200 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

Catéter de pulverización reutilizable (Tipo de rociado posterior)



SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ámbito de uso
AF-1807PC	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	Coledoscopia
AF-1810PC	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	Broncoscopia
AF-1816PC	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	Gastroscopia
AF-1822PC	Ø1,8x2200mm	≥Ø2,0 mm	Enteroscopia
AF-2416PC	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	Gastroscopia
AF-2422PC	Ø2,4 x 2200 mm	≥Ø2,8 mm	Colonoscopia

Aguja de inyección reutilizable




MAIN FEATURES:

Aguja: Acero inoxidable  
 Tubo exterior: Metal  
 Cámara interior: teflón



SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Longitud de la aguja	Diámetro de la aguja
AF-1807PN****	Ø1,8x700mm	≥Ø2,0 mm	4/5 mm	23/25G
AF-1810PN****	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	4/5/6 mm	23/25G
AF-1816PN****	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	4/5/6 mm	23/25G
AF-2416PN****	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	4/5/6 mm	21/23/25G
AF-2422PN****	Ø2,4 x 2200 mm	≥Ø2,8 mm	4/5/6 mm	21/23/25G






AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F

**MAIN FEATURES:**

Aplicable a la biopsia bajo  
El endoscopio.

**SPECIFICATIONS:**

AUTOCLAVABLE  
134°C  
273°F

**MAIN FEATURES:**

**SPECIFICATIONS:**




Gracias por mirar hacia arriba