

**Carr-Locke**  
aguja de inyección



**US** endoscopy

*listening... and delivering solutions®*

## rendimiento de confianza ...

Mundialmente conocido por su fiabilidad y consistencia, la *aguja de inyección Carr-Locke* es ideal para sus procedimientos cotidianos, así como sus maniobras difíciles, la terapia de inyección más tortuosos, incluyendo su uso en duodenoscopios.

ahora disponible en calibre 23

- *acero inoxidable, teflón recubierto, envoltura de primavera* a prácticamente eliminar el retorcimiento vaina, al tiempo que ofrece una funcionalidad excepcional y rendimiento de la aguja durante los procedimientos desafiantes
- *cubo metálico distal lisa Ultra* ayuda en la taponamiento y es suave en el tejido friable, ayudando a prevenir perforaciones de la vaina
- *Luer-lock, mango cargado por resorte* retrae automáticamente la aguja, reduciendo el riesgo de pinchazos de aguja accidental o daños alcance

Consistentemente despliega en la posición de retroflexión

Para obtener más información sobre la aguja de inyección Carr-Locke, en contacto con nosotros hoy endoscopia.

producto número	diámetro de la funda (Mm)	longitud (cm)	proyección aguja (Mm)	aguja calibre	unidades / caja
00711811	2.5	230	5	25	5
00711812	2.5	230	5	23	5
00711813 (Pentax)	2.5	230	5	25	5
00711822	1.8	230	5	25	5

EE.UU. La endoscopia es una subsidiaria de STERIS Corporation.

Escuchar ... y la entrega de Solutions®, la escucha de Estados Unidos Endoscopia ... y la entrega de soluciones de diseño, y todas las marcas marcados con ® o ™ están registrados en la Oficina de Patentes y

Marcas de EE.UU., o marcas registradas propiedad de los Estados Unidos Endoscopia teflón, es una marca registrada de Dupont

**us endoscopy**

*listening...and delivering solutions\**

5976 Heisley Road  
Mentor, OH 44060

phone 440 / 639.4494

fax 440 / 639.4495

customer service 800 / 769.8226

[www.usendoscopy.com](http://www.usendoscopy.com)

760360 Rev. D