

Lighted Ear Curette™ con aumento

Las Lighted Ear Currettes de Bionix® combinan iluminación y aumento para ayudar a los profesionales de atención médica a ahorrar tiempo para ver y remover con seguridad el cerumen del canal auditivo.



PROBLEMA

El legrado de los oídos requiere utilizar tres manos. Una mano para sujetar la cabeza del paciente y enderezar el canal auditivo, otra para maniobrar la legra y la tercera, para orientar una luz con el fin de no escarbar a ciegas dentro del oído.

SOLUCIÓN

La legra Lighted Ear Curette con aumento ilumina intensamente el canal auditivo para eliminar la práctica del legrado a ciegas en una zona sensible.

RESULTADOS

La visualización total reduce la duración del procedimiento y aumenta su eficacia.

“Las Lighted Ear Currettes de Bionix realmente han cambiado nuestra profesión. Podemos limpiar oídos con rapidez y sin dolor. ¡Nos encantan!” - Nancy Van Keuls, médica.

POSIBLE REEMBOLSO (SOLO EN EE. UU.)

Código de terminología actualizada de procedimientos médicos (CPT, por sus siglas en inglés) / Descripción

69210 - Para posible reembolso de cerumen impactado.



Rx ONLY

MADE IN THE U.S.A.



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruselas, BÉLGICA

Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, EE. UU.

ATIXCORP SAS. Av Eloy Alfaro E6-24, y Calle Francisco Andrade Marin, Quito, 170518 Ecuador

lfrodas@grupoatix.com



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

593.9641-07375 • www.grupoatix.com

©2020 Bionix Development Corp. | INTL-0034-ES | Rev. A

Lighted Ear Curette™ con aumento

OFERTA DE PRODUCTOS



Lighted AngleLoop® | N.º 2210
Bucle de 4 mm en ángulo, similar a AngleLoop® Safe Ear Curette™ roja.



Lighted MicroLoop® | N.º 2220
Bucle de 3 mm de diámetro, similar a MicroLoop® Safe Ear Curette™ verde.



Lighted WaveCurette™ | N.º 2230
Nueva boquilla de 2,5 mm de ancho ondeada.



Lighted FlexLoop® | N.º 2240
Boquilla de 4 mm de ancho, similar a FlexLoop® Safe Ear Curette™ blanca.



Lighted CeraSpoon® | N.º 2250
Boquilla de 4 mm de ancho, similar a CeraSpoon® Safe Ear Curette™ amarilla.



Lighted InfantScoop® | N.º 2260
Boquilla de 2 mm de ancho, similar a InfantScoop® Safe Ear Curette™ azul.



Lighted VersaLoop® | N.º 2270
Boquilla de 3 mm de ancho, similar a VersaLoop® Safe Ear Curette™ violeta.



Lighted CeraPik® | N.º 2280
Boquilla cóncava de 2,5 mm en ángulo de 45°. Ideal para cerumen duro e impactado y para cuerpos extraños.

PAQUETES ESTÁNDAR

(50 unidades por caja + 1 fuente de iluminación + 1 lente de aumento)

N.º 2210 - Lighted AngleLoop®
N.º 2220 - Lighted MicroLoop®
N.º 2230 - Lighted WaveCurette™
N.º 2240 - Lighted FlexLoop®
N.º 2250 - Lighted CeraSpoon®
N.º 2260 - Lighted InfantScoop®
N.º 2270 - Lighted VersaLoop®
N.º 2280 - Lighted CeraPik®
N.º 2245 - Paquete surtido (incluye todos los tipos de boquillas, excepto CeraPik®)

PAQUETES CLÍNICOS

(200 unidades por caja + 4 fuentes de iluminación + 4 lentes de aumento)

N.º 2201 - Paquete clínico Lighted AngleLoop®
N.º 2202 - Paquete clínico Lighted MicroLoop®
N.º 2203 - Paquete clínico Lighted WaveCurette™
N.º 2204 - Paquete clínico Lighted FlexLoop®
N.º 2205 - Paquete clínico Lighted CeraSpoon®
N.º 2206 - Paquete clínico Lighted InfantScoop®
N.º 2207 - Paquete clínico Lighted VersaLoop®
N.º 2208 - Lighted CeraPik®
N.º 2209 - Paquete surtido (incluye todos los tipos de boquillas, excepto CeraPik®)

“La variedad de tamaños y formas de las boquillas hace que remover la cera de los oídos sea más fácil que nunca”. - Carl A. Moritz, Jr., médico

Patente de EE. UU. n.º D524939



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

593-9641-07375 • www.grupoatix.com