

HM202P

Portable Stadiometer

El estadiómetro portátil Charder HM202P es ligero y fácil de transportar, e incluye un soporte de pared para garantizar estabilidad y precisión en cualquier lugar con una pared.

Se ensambla fácilmente y consta de cuatro secciones y una placa de base grande y estable. Con un peso inferior a 8 kg cuando se guarda en una bolsa de transporte con una báscula de la serie MS6 I, los médicos que viajan pueden realizar fácilmente la medición de altura y peso, ya que se convierte en una balanza con tallímetro



Soporte de pared para una medición más estable




Tope para el cabeza con ventana de fácil medición de lectura



Enganche la cinta métrica en el control deslizante para completar el ensamblaje.
Con escala: gancho superior
Sin escala: gancho inferior



Bolsa de transporte opcional AR-0000 I



Especificaciones del producto

Rango	20-205 centímetros (8-81 pulgadas)
Graduación	1 milímetro (1/16 de pulgada)
Dimensiones	406 (Ancho) x 585 (Profundidad) x 2200 (Alto) mm
Base	406 (ancho) x 365 (profundidad) mm
Peso del dispositivo (aproximado)	4.9kg
Accessories	AR-0000 I Maleta de transporte (opcional)

Características

- La cinta retráctil se ajusta a la altura de la báscula de piso, sin necesidad de una base incómoda
- Se monta y desmonta rápidamente
- Se puede transportar en un estuche de transporte o en una bolsa opcional
- Plataforma amplia y estable

atix
health med



Todo lo necesario para medir la altura y el peso.



Bolsa de transporte resistente con correa de hombro ajustable para mayor comodidad.

Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262, Taiwan
TEL +886 4 2406 3766 FAX+886 4 2406 5612
Email: info_cec@charder.com.tw www.chardermedical.com