

BOTÓN GASTRICO



INDICACIONES:

El boton de alimentación gástrico-yejunal está diseñada para pacientes pediátricos y adultos que requieren alimentación yeyunal simultánea alimentación y descompresión gástrica.

CARACTERISTICAS:

- Construcción de silicona de grado médico.
- Diseño bajo perfil
- Balón de retención interna de silicona
- Puerto de descompresión gástrica
- Múltiples puertos de salida gástricos y yeyunales
- Porción yeyunal ponderada radiopaca
- Mecanismo del conector del conjunto de extensión
- Punta distal cónica
- Raya radiopaca



ESPECIFICACIONES:

Diámetro del Tubo		Volumen nominal del Balón (ml)	Longitud del Tubo Disponibles (mm)
GT12F	12Fr	5	8 , 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 (mm)
GT14F	14Fr	5	
GT16F	16Fr	10	
GT18F	18Fr	10	
GT20F	20Fr	10	
GT22F	22Fr	10	
GT24F	24Fr	10	