


Desechable

Historial médico electrón

Instrumentos

Lazo frío desechable(No eléctrico, giratorio)

Ancho de apertura
(Ver lista a continuación)



MAIN FEATURES:

- 1. Cortar pólipos con corriente de alta frecuencia.
- 2. Hebras de aleación especial que facilitan el control del corte y la solidificación.

SPECIFICATIONS:

Artículo Nro.	Diámetro del tubo & Longitud de trabajo	Laboral Diámetro del canal	Ancho de apertura	Ámbito de uso
AF-D1810LCMR	Ø1,8x1000mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
AF-D1812LCMR	Ø1,8x1200mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Broncoscopia
AF-D1815LCMR	Ø1,8x1500mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D1816LCMR	Ø1,8x1600mm	≥Ø2,0 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2416LCMR	Ø2,4x1600mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2418LCMR	Ø2,4x1800mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Gastroscopia
AF-D2421LCMR	Ø2,4 x 2100 mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia
AF-D2423LCMR	Ø2,4 x 2300 mm	≥Ø2,8 mm	10/15 mm	Colonoscopia