


ZKSK[®] TUBO DE GASTROSTOMIA DE SILICON



INDICACIONES

La sonda de alimentación por gastrostomía permite la administración lejana de nutrición enteral y medicación directamente en el estómago y/o descompresión gástrica. Principalmente adecuado para pacientes con gastrostomía.

VENTAJAS

- ~ Minimizar el trauma durante la cirugía.
- ~ ¡Hecho de 100% silicona de grado médico!, el tubo es suave y transparente.
- ~ Línea opaca de rayos X a través de todo el tubo.
- ~ El globo va pegado al tubo principal tanto por dentro como por fuera, es elástico y flexible.
- ~ Totalmente equipado, de fácil manejo.
- ~ Buena biocompatibilidad.
- ~ Junta de bloqueo tipo Y, sin fugas.
- ~ El tamaño de 12Fr a 24Fr, el código de color distingue diferentes tamaños.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Referencia Numero	Medidas (Fr)	Codigo Color	Longitud (mm)	Posición de Marcas (cm)
Tubos	GT12F	12Fr/5ml	Blanco	240	2/4/6
	GT14F	14Fr/5ml	Verde		
	GT16F	16Fr/20ml	Naranja		
	GT18F	18Fr/20ml	Rojo		
	GT20F	20Fr/20ml	Amarillo		
	GT22F	22Fr/20ml	Morado		
	GT24F	24Fr/20ml	Azul Oscuro		